


80K SLIMMING MACHINE

< Instruction Manual >



In order to use this product correctly, please read the manual carefully and keep it properly.

Part name



3 RF Head



4 RF Head



6 RF Head



Negative pressure
massage Head




80K Fat
Burn Head

Function of Different Head

3 RF Head: Suitable for 1–2 Energy

Use for the face or eyes


When use on the skin, it can firms and lifts the skin, reduces wrinkle. Improvement eyes circulation, shrink pores, and puffy eyes. Eliminate wrinkles, dark circles and bags under the eyes. Improve skin texture and eliminate sagging eyes. Rejuvenates the skin and improves eye contour.



4 RF Head: Suitable for 2–3 Energy

Use for the face and neck


Firm skin, enhance skin elasticity, facial wrinkle elimination, skin tightening and lifting, reduce face swelling, reduce redness, relieve eye fatigue, remove dark circles, And eye bags, improve skin quality.



6 RF Head: Suitable for 2-5 Energy

Use for the back and waist of Body, thighs and calves


Can tighten the waist, firm and help body shaping. Soften the muscles of the arms and thighs, give the whole body massage and tighten the arms and thighs.



Negative pressure massage Head

Body maintenance


Diversified level adjustment make your body to be care comfortably. Improve skin texture by promoting the regeneration of collagen and elasticity. Improve skin sagging caused by fat and skin aging. Help eliminate waste materials in the body and promote metabolism. Negative pressure massage function can promote fat cell volume reduction. Vacuum negative pressure massage can fully absorb various skin tissues between the multi-polar thermal melting radio frequency, so that the radio frequency energy can reach the deep skin tissue more effectively. At the same time, the adsorption of negative pressure promotes blood circulation and metabolism. Let the muscle tissue be fully relaxed and relieve the fatigue of the skin and muscle tissue.



80K Fat Burn Head

Use for the body Shaping

It can dissolve fat, detoxify lymph, tighten skin, enhance skin elasticity, reach fat layer directly, have the function of directional RF output, accelerate the movement of fat cells to generate heat energy, and discharge the excess fat and toxin in the face out of the body through sweat glands, liver intestine circulation and lymph circulation, so as to dissolve fat.



Function of Different Head

1. Connect the hand piece to the corresponding jack and connect the power cord.
2. Press the power switch, the indicator light and LCD will be on.
3. Choose the function you need.
4. Touch the 80K button to display figure 2, adjust the required mode, working time, working intensity, press the “START” button, the 80K burn head starts to work, and other R.F head function selection methods are the same operation.
5. After using, press the “↶” button to return the interface shown in Figure 1, and then turn off the power button.



P1




P2

Using Guidance


Thigh

- (1) From bottom to top, push to groin to dredge lymph;
- (2) Turning anticlockwise from bottom to top can help break down fat;
- (3) Decompose greasy by pushing back and forth;
- (4) Pull down from the knee to the groin to improve the curve.




Hips

- (1) Pull to the waist in the direction of lymph;
- (2) Circle anticlockwise from bottom to top and move back and forth;
- (3) According to the muscle texture, it can slide and compact the buttock skin, making the buttock plump and firm, presenting the perfect curve.




Back

- (1) Push back and forth 2–3 times;
- (2) Circle anticlockwise to stimulate the lymph nodes;
- (3) On the back, turn anticlockwise and move up and down to help break down fat;
- (4) Using lymphatic drainage technique to pull toxin to lymph nodes can help improve back curve.




Arm

- (1) From the inner elbow to the armpit, do lymphatic drainage;
- (2) To stimulate lymph nodes in a circle;
- (3) Break down excess fat by turning it anticlockwise or pushing it back and forth;
- (4) Tighten skin from elbow to armpit.




Abdomen

- (1) Around the navel from small to large, clockwise circle to help large intestine peristalsis;
- (2) From the small circle to the large circle, push it anticlockwise.



Face

- (1) Evenly apply the product on the face, use the face RF head, operate from the bottom to the top to lift the face, make the skin in a tense state, it is recommended to use for 5 minutes;
- (2) Apply the product evenly to the face, use the RF head on the face, operate in the direction of the arrow, it is recommended to use it for 5–8 minutes.



Warm Tips for You

1. Do not use on your original and dry skin surface, it will burn your skin. Make sure you apply cream or oils to your skin then you can use.
2. When using, there must be an aqueous medium (essential oil/creams, etc.), otherwise it will damage to the machine Do not use on the same part for too long, and avoid body parts with bones.
3. When using, there must be an aqueous medium (essential oil/creams, etc.), otherwise it will damage to the machine. Do not connect the power until probe is well installed.
4. The machine is not allowed to replace probe when in the charging state.
5. Please take off the metal jewelry when using the machine.
6. When the machine is used for 1 hour, please stop for 10 minutes to let the machine rest.
7. Make sure you turn off the power after using, and clean the probe keep good maintenance for next time use.
8. Please keep the probe clean every time, use a dry cloth to wipe it, do not use water to clean.
9. After using, clean you skin and apply hydrating mask or creams, oils after 10 minutes.
10. When using 80KHead, some people may experience tinnitus. This is normal because this sound wave exceeds the range of human sound waves.

Safety Attentions

- Don't use on the skin area with surgery wound, scars wound.
- Don't use on the dermatology parts, eczema, and other sensitive skin.
- People who have hearing aids, heart pacemakers and heart machine.
- People who are minors, pregnant are prohibited to use.
- People who have heart disease, hypertension, coronary heart disease, diabetes, skin cancer, thyroid, malignancy, current sensitive group are prohibited to use.
- People who have infections of the skin, skin burns, anti-clotting disorders, skin bleeding, or skin allergies are prohibited to use.
- People with metal or silicone inside the body cannot use.

Warranty & After Service

We Promise that all the machine are experiences a strict inspection by us to ensure the best quality. And if you are not satisfied with purchase or have trouble on use, also for the issue of using trouble, we will use our professional skills to deal with your problem. Hope you can join us on this journey together.

If you have any question or other problems about our products, please feel free to contact us without hesitation. We always by your sides.


80K SCHLAMMMASCHINE

< Bedienungsanleitung >



Um dieses Produkt richtig zu verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es richtig auf.

Bauteilname



3 RF Kopf



4 RF Kopf



6 RF Kopf



Unterdruckmassagelkopf




80K Fat Burn Head

Funktion des unterschiedlichen Kopfes

3 RF Kopf: geeignet für 1–2 Energie

Anwendung für Gesicht oder Augen


Bei Anwendung auf der Haut kann es die Haut straffen und anheben, reduziert Augenzwinkern. Verbessert die Durchblutung der Augen, schrumpft Poren und geschwollene Augen. Beseitigen Sie Falten, dunkle Ringe und Taschen unter den Augen. Verbessern Sie die Hautstruktur und beseitigen Sie schlaffe Augen. Verjüngt die Haut und verbessert die Augenkontur.



4 RF Kopf: geeignet für 2–3 Energie

Anwendung für Gesicht und Hals


Feste Haut, verbessern Hautelastizität, Beseitigung von Gesichtsfalten, Hautstraffung und –anhebung, reduzieren Gesichtsschwellungen, reduzieren Rötungen, lindern Augenermüdung, entfernen dunkle Ringe und Augenbeutel, verbessern Hautqualität.



Kopf 6 RF: Geeignet für 2–5 Energie

Anwendung für Rücken und Taille von Körper, Oberschenkeln und Waden

Kann die Taille straffen, festigen und Körperformung helfen. Weichen Sie die Muskeln der Arme und Oberschenkel, massieren Sie den ganzen Körper und straffen Sie die Arme und Oberschenkel.



Unterdruckmassage Kopf

Körperpflege

Diversifizierte Niveauregulierung sorgen dafür, dass Ihr Körper komfortabel gepflegt wird. Verbessern Sie die Hautstruktur, indem Sie die Regeneration von Kollagen und Elastizität fördern. Verbessern Sie die schlaffe Haut, die durch Fett und Hautalterung verursacht wird. Helfen




Sie, Abfallstoffe im Körper zu beseitigen und den Stoffwechsel zu fördern. Die Unterdruckmassage-Funktion kann die Reduzierung des Fettzellvolumens fördern. Vakuum-Unterdruckmassage kann verschiedene Hautgewebe zwischen der multipolaren thermischen Schmelzradiofrequenz vollständig absorbieren, so dass die Hochfrequenzenergie das tiefe Hautgewebe effektiver erreichen kann. Gleichzeitig fördert die Adsorption von Unterdruck die Durchblutung und den Stoffwechsel. Lassen Sie das Muskelgewebe vollständig entspannen und entlasten Sie die Ermüdung der Haut und des Muskelgewebes.

80K Fat Burn Head

Verwendung für den Körper Shaping

Es kann Fett auflösen, Lymphe entgiften, Haut straffen, Hautelastizität erhöhen, Fettschicht direkt erreichen, die Funktion der gerichteten RF-Ausgabe haben, die Bewegung von Fettzellen beschleunigen, Wärmeenergie zu erzeugen, und das überschüssige Fett und Gift im

Gesicht aus dem Körper durch Schweißdrüsen, Leberdarmzirkulation und Lymphzirkulation entladen, um Fett aufzulösen.



Funktion des unterschiedlichen Kopfes

1. Schließen Sie das Handstück an die entsprechende Buchse an und schließen Sie das Netzkabel an.
2. Drücken Sie den Netzschalter, die Kontrollleuchte und das LCD leuchten.
3. Wählen Sie die Funktion, die Sie benötigen.
4. Berühren Sie die 80K-Taste, um Abbildung 2 anzuzeigen, stellen Sie den erforderlichen Modus, die Arbeitszeit, die Arbeitsintensität ein, drücken Sie die“START”-Taste, der 80K-Brennkopf beginnt zu arbeiten, und andere R.F-Kopffunktionsauswahlmethoden sind der gleiche Vorgang.
5. Drücken Sie nach der Verwendung die Taste“ ← ”, um die in Abbildung 1 angezeigte Schnittstelle zurückzugeben, und schalten Sie dann die Ein-/Aus-Taste aus.



P1




P2

Verwendung von Leitlinien


Oberschenkel

- (1) Von unten nach oben, drücken Sie zur Leiste, um Lymphe auszubaggern;
- (2) Drehen gegen den Uhrzeigersinn von unten nach oben kann helfen, Fett abzubauen;
- (3) Fettig abbauen, indem man hin und her drückt;
- (4) Ziehen Sie vom Knie zur Leiste, um die Kurve zu verbessern.




Hüften

- (1) Ziehen Sie zur Taille in Richtung Lymphe;
- (2) Kreisen Sie gegen den Uhrzeigersinn von unten nach oben und bewegen Sie sich hin und her;
- (3) Entsprechend der Muskelbeschaffenheit kann es die Gesäßhaut gleiten und verdichten, wodurch das Gesäß prall und fest wird und die perfekte Kurve präsentiert wird.




Zurück

- (1) 2–3 Mal hin und her drücken;
- (2) Kreise gegen den Uhrzeigersinn, um die Lymphknoten zu stimulieren;
- (3) Drehen Sie sich auf dem Rücken gegen den Uhrzeigersinn und bewegen Sie sich auf und ab, um Fett abzubauen;
- (4) Die Verwendung von Lymphdrainagetechnik, um Toxin zu Lymphknoten zu ziehen, kann helfen, die Rückenkurve zu verbessern.




Arm

- (1) Vom inneren Ellbogen bis zur Achselhöhle Lymphdrainage durchführen;
- (2) Lymphknoten im Kreis zu stimulieren;
- (3) Brechen Sie überschüssiges Fett ab, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen oder hin und her drücken;
- (4) Spannen Sie die Haut vom Ellbogen bis zur Achselhöhle.




Bauch

- (1) Rund um den Nabel von klein nach groß, im Uhrzeigersinn, um die Dickdarmperistaltik zu unterstützen;
- (2) Vom kleinen zum großen Kreis drücken Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.



Gesicht

- (1) Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf das Gesicht auf, verwenden Sie den Gesicht RF Kopf, arbeiten Sie von unten nach oben, um das Gesicht anzuheben, machen Sie die Haut in einem angespannten Zustand, es wird empfohlen, für fünf Minuten zu verwenden;
- (2) Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf das Gesicht auf, verwenden Sie den RF-Kopf auf dem Gesicht, arbeiten Sie in Richtung des Pfeils, es wird empfohlen, es für 5–8 Minuten zu verwenden.



Warme Tipps für Sie

1. Verwenden Sie nicht auf Ihrer ursprünglichen und trockenen Hautoberfläche, es wird Ihre Haut verbrennen. Stelle sicher, dass du Creme oder Öle auf deine Haut aufträgst, dann kannst du sie verwenden.
2. Bei Verwendung muss es ein wässriges Medium (ätherisches Öl/Cremes usw.) geben, sonst beschädigt es die Maschine nicht zu lange auf demselben Teil und vermeiden Körperteile mit Knochen.
3. Bei der Verwendung muss ein wässriges Medium vorhanden sein (ätherisches Öl/Cremes usw.), sonst beschädigt es die Maschine. Schließen Sie die Stromversorgung erst an, wenn die Sonde gut installiert ist.
4. Die Maschine darf die Sonde nicht ersetzen, wenn sie sich im Ladezustand befindet.
5. Bitte nehmen Sie den Metallschmuck ab, wenn Sie die Maschine verwenden.
6. Wenn die Maschine für eine Stunde verwendet wird, halten Sie bitte für zehn Minuten an, um die Maschine ruhen zu lassen.
7. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung nach dem Gebrauch ausschalten, und reinigen Sie die Sonde, halten Sie eine gute Wartung für den nächsten Gebrauch.
8. Bitte halten Sie die Sonde jedes Mal sauber, verwenden Sie ein trockenes Tuch, um sie zu wischen, verwenden Sie kein Wasser zu reinigen.

9. Nach der Anwendung reinigen Sie Ihre Haut und tragen Sie feuchtigkeitsspendende Maske oder Cremes, Öle nach zehn Minuten auf.

10. Wenn Sie 80KHead verwenden, können einige Menschen Tinnitus erleben. Dies ist normal, weil diese Schallwelle den Bereich menschlicher Schallwellen überschreitet.

Sicherheitsvorkehrungen

- Nicht auf der Haut mit Operationswunde, Narben Wunde verwenden.
- Nicht auf die dermatologischen Teile, Ekzeme und andere empfindliche Haut anwenden.
- Menschen, die Hörgeräte, Herzschrittmacher und Herzgerät haben.
- Personen, die minderjährig sind, schwanger sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Menschen, die Herzkrankheit, Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit, Diabetes, Hautkrebs, Schilddrüse, Malignom, aktuelle empfindliche Gruppe haben, sind verboten zu verwenden.
- Personen mit Hautinfektionen, Hautverbrennungen, Gerinnungsstörungen, Hautblutungen oder Hautallergien sind verboten.
- Menschen mit Metall oder Silikon im Körper können es nicht verwenden.

Garantie

Wir versprechen, dass alle Maschinen eine strenge Inspektion durch uns erfahren, um die beste Qualität sicherzustellen. Und wenn Sie mit dem Kauf nicht zufrieden sind oder Probleme beim Gebrauch haben, auch für das Problem der Verwendung von Problemen, werden wir unsere professionellen Fähigkeiten verwenden, um Ihr Problem zu lösen. Ich hoffe, Sie können uns auf dieser Reise gemeinsam begleiten.

Wenn Sie Fragen oder andere Probleme zu unseren Produkten haben, zögern Sie nicht, uns ohne zu zögern zu kontaktieren. Wir sind immer an Ihrer Seite.

MACCHINA DI SLIMMING 80K

< Manuale d'uso >



Per utilizzare correttamente questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo correttamente.

Nome della parte



3 Testa RF



4 Testa RF



6 Testa RF



Massaggio a
pressione negativa
Testa




Testa
bruciagrassi
80K

Funzione di testa diversa

3 Testa RF: Adatto per 1–2 Energia

Uso per il viso o gli occhi


Quando viene utilizzato sulla pelle, può rassodare e sollevare la pelle, riduce l'winkle. Miglioramento della circolazione degli occhi, restringimento dei pori e occhi gonfi. Elimina rughe, occhiaie e borse sotto gli occhi. Migliora la struttura della pelle ed elimina gli occhi cadenti. Ringiovanisce la pelle e migliora il contorno occhi.



4 Testa RF: Adatto per 2–3 Energia

Uso per viso e collo


La pelle ferma, migliora l'elasticità della pelle, l'eliminazione delle rughe facciali, la pelle che stringe e solleva, riduce il gonfiore del viso, riduce il rossore, allevia l'affaticamento degli occhi, rimuova le occhiaie e le borse degli occhi, migliora la qualità della pelle.



Testa 6 RF: Adatto per energia 2-5

Uso per la schiena e la vita del corpo, cosce e polpacci

Può stringere la vita, rassodare e aiutare a modellare il corpo. Ammorbidire i muscoli delle braccia e delle cosce, massaggiare tutto il corpo e stringere braccia e cosce.



Massaggio a pressione negativa Testa

Manutenzione del corpo

La regolazione differenziata del livello rende il tuo corpo di essere curato comodamente. Migliorare la consistenza della pelle promuovendo la rigenerazione del collagene e dell'elasticità.

Migliorare la caduta della pelle causata dal grasso e dall'invecchiamento della pelle.

Aiuta a eliminare i materiali di scarto nel corpo e promuovere il


metabolismo. La funzione di massaggio a pressione negativa può promuovere la riduzione del volume delle cellule grasse. Il massaggio a pressione negativa al vuoto può assorbire completamente vari tessuti cutanei tra la radiofrequenza di fusione termica multipolare, in modo che l'energia della radiofrequenza possa raggiungere il tessuto cutaneo profondo in modo più efficace. Allo stesso tempo, l'assorbimento della pressione negativa promuove la circolazione sanguigna e il metabolismo. Lascia che il tessuto muscolare sia completamente rilassato e allevia la stanchezza della pelle e del tessuto muscolare.



Testa bruciagrassi 80K

Uso per il corpo Forma

Può sciogliere il grasso, disintossicare la linfa, stringere la pelle, migliorare l'elasticità della pelle, raggiungere direttamente lo strato grasso, avere la funzione di uscita RF direzionale, accelerare il movimento delle cellule grasse per generare energia termica e scaricare il grasso in eccesso e la tossina nel viso fuori dal corpo attraverso le ghiandole sudoripare, la circolazione intestinale del fegato e la circolazione linfatica, in modo da sciogliere il grasso.



Funzione di testa diversa

1. Collegare il pezzo della mano al jack corrispondente e collegare il cavo di alimentazione.
2. Premere l'interruttore di alimentazione, la spia e LCD saranno accesi.
3. Choose la funzione di cui avete bisogno.
4. Toccare il pulsante 80K per visualizzare la figura 2, regolare la modalità richiesta, l'orario di lavoro, l'intensità di lavoro, premere il pulsante "START", la testa di masterizzazione 80K inizia a funzionare e altri metodi di selezione della funzione R.F sono la stessa operazione.
5. Dopo l'utilizzo, premere il pulsante " ← " per restituire l'interfaccia mostrata nella Figura 1, quindi spegnere il pulsante di accensione.



P1




P2

Uso della guida


Coscia

- (1) dal basso verso l'alto, spingere all'inguine per dragare linfa;
- (2) Girare in senso antiorario dal basso verso l'alto può aiutare a rompere il grasso;
- (3) Decomporre grasso spingendo avanti e indietro;
- (4) Tirare giù dal ginocchio all'inguine per migliorare la curva.




Hips

- (1) Tirare alla vita in direzione della linfa;
- (2) Cerchio antiorario dal basso verso l'alto e muoversi avanti e indietro;
- (3) Secondo la struttura muscolare, può far scorrere e compattare la pelle del gluteo, rendendo il gluteo corposo e sodo, presentando la curva perfetta.




Indietro

- (1) Spingere avanti e indietro 2-3 volte;
- (2) Cerchio in senso antiorario per stimolare i linfonodi;
- (3) sulla schiena, girare in senso antiorario e muoversi su e giù per aiutare a rompere il grasso;
- (4) Utilizzando la tecnica di drenaggio linfatico per tirare la tossina ai linfonodi può aiutare a migliorare la curva della schiena.




Braccio

- (1) dal gomito interno all'ascella, fare drenaggio linfatico;
- (2) Per stimolare i linfonodi in cerchio;
- (3) abbattere il grasso in eccesso girandolo in senso antiorario o spingendolo avanti e indietro;
- (4) Stringa la pelle dal gomito all'ascella.




Addome

- (1) Intorno all'ombelico da piccolo a grande, cerchio in senso orario per aiutare la peristalsi dell'intestino crasso;
- (2) Dal piccolo cerchio al grande cerchio, spingilo in senso antiorario.



Faccia

- (1) Applicare uniformemente il prodotto sul viso, utilizzare la testa RF del viso, operare dal basso verso l'alto per sollevare il viso, rendere la pelle in uno stato teso, si consiglia di usare per 5 minuti;
- (2) Applicare il prodotto uniformemente sul viso, utilizzare la testa RF sul viso, operare nella direzione della freccia, si consiglia di usarlo per 5–8 minuti.



Consigli caldi per te

1. Non utilizzare sulla superficie originale e secca della pelle, brucerà la pelle. Assicurati di applicare crema o oli sulla tua pelle, quindi puoi usare.
2. Quando si utilizza, ci deve essere un mezzo acquoso (olio essenziale / creme, ecc.), altrimenti danneggerà la macchina. Non utilizzare sulla stessa parte per troppo tempo ed evitare parti del corpo con ossa.
3. Quando si utilizza, ci deve essere un mezzo acquoso (olio essenziale / creme, ecc.), altrimenti danneggerà la macchina. Non collegare l'alimentazione finché la sonda non è ben installata.
4. La macchina non è autorizzata a sostituire la sonda quando è nello stato di carica.
5. Si prega di togliere i gioielli di metallo quando si utilizza la macchina.
6. Quando la macchina viene utilizzata per 1 ora, si prega di fermarsi per 10 minuti per lasciare riposare la macchina.
7. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione dopo l'uso e pulire la sonda mantenere una buona manutenzione per l'uso successivo.
8. Si prega di tenere la sonda pulita ogni volta, utilizzare un panno asciutto per pulire, non utilizzare acqua per pulire.
9. Dopo l'uso, pulire la pelle e applicare maschera idratante o creme, oli dopo 10 minuti.
10. Quando si utilizza 80KHead, alcune persone possono

sperimentare tinnito. Questo è normale perché questa onda sonora supera la gamma delle onde sonore umane.

Attenzione alla sicurezza

- Non usare sulla zona della pelle con ferita chirurgica, cicatrici ferite.
- Non utilizzare sulle parti dermatologiche, eczema e altre pelli sensibili.
- Persone che hanno apparecchi acustici, pacemaker cardiaci e macchina del cuore.
- Le persone che sono minorenni, incinte sono vietate l'uso.
- Le persone che hanno malattie cardiache, ipertensione, malattia coronarica, diabete, cancro della pelle, tiroide, neoplasia, gruppo sensibile corrente sono vietate da usare.
- Le persone che hanno infezioni della pelle, ustioni cutanee, disturbi anti-coagulazione, sanguinamento cutaneo o allergie cutanee sono vietate l'uso.
- Le persone con metallo o silicone all'interno del corpo non possono utilizzare.

Garanzia e servizio post-assistenza

Promettiamo che tutta la macchina è sperimentata una rigorosa ispezione da parte nostra per garantire la migliore qualità. E se non sei soddisfatto dell'acquisto o hai problemi di utilizzo, anche per il problema dell'utilizzo dei problemi, useremo le nostre competenze professionali per affrontare il tuo problema. Spero che possiate unirvi a noi in questo viaggio insieme.

Se avete domande o altri problemi sui nostri prodotti, non esitate a contattarci senza esitazione. Siamo sempre al tuo fianco.


80k minceur machine

< Instructions d'utilisation >



Pour une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement le manuel et en prendre soin.

Nom de la pièce



3 tête RF



4 tête RF



6 tête RF



Tête de massage à pression négative



80k tête de combustion des graisses


Fonctions des différentes têtes

3 tête RF: convient pour 1 – 2 énergies

Pour le visage ou les yeux

Lorsqu'il est appliqué sur la peau, il raffermit et tire la peau et réduit les rides. Améliore la circulation oculaire, rétrécit les pores et soulage les poches oculaires.


Élimine les rides, les cernes et les poches sous les yeux. Améliore la texture de la peau et élimine les yeux affaissés. Revitalise la peau et améliore le contour des yeux.



4 tête RF: convient pour 2 – 3 énergies

Pour le visage et le cou


Raffermit la peau, améliore l'élasticité de la peau, élimine les rides du visage, raffermit la peau de traction, réduit l'enflure du visage, réduit les rougeurs, soulage la fatigue oculaire, élimine les cernes et les poches sous les yeux et améliore la qualité de la peau.



6 tête RF: convient pour 2 – 5 énergies

Pour le dos et la taille du corps, les cuisses et les mollets

Peut serrer la taille, raffermir et aider à sculpter. Détendez les muscles des bras et des cuisses, massez tout le corps et serrez les bras et les cuisses.



Tête de massage à pression négative

Entretien du corps

Modulation de niveau diversifiée pour un soin confortable de votre corps. Améliore la texture de la peau en favorisant la régénération et l'élasticité du collagène.

Améliore la relaxation de la peau due au vieillissement des graisses et de la peau. Aide à éliminer les déchets du corps et stimule le métabolisme. La fonction de massage à pression négative peut




favoriser la réduction du volume des cellules graisseuses. Le massage sous vide à pression négative peut absorber pleinement divers tissus cutanés entre les RF thermofusibles multipolaires, permettant à l'énergie RF d'atteindre les tissus cutanés profonds plus efficacement. Dans le même temps, l'adsorption de la pression négative favorise la circulation sanguine et le métabolisme. Laissez les tissus musculaires se détendre pleinement et soulager la fatigue de la peau et des tissus musculaires.

80k tête de combustion des graisses

Pour le body Shaping

Il dissout la graisse, détoxifie la lymphe, resserre la peau, améliore l'élasticité de la peau, atteint directement la couche adipeuse, a la fonction de sortie RF dirigée, accélère le Mouvement des cellules adipeuses pour produire de l'énergie thermique et élimine l'excès de graisse et de toxines



du visage du corps par les glandes sudoripares, La circulation hépatique et intestinale et la circulation lymphatique, dissolvant ainsi la graisse.

Fonctions des différentes têtes

1. Connectez la poignée à la prise correspondante et connectez le cordon d'alimentation.
2. Appuyez sur le commutateur d'alimentation, le voyant et l'écran LCD s'allument.
3. Sélectionnez les fonctionnalités dont vous avez besoin.
4. Cliquez sur le bouton 80k pour afficher la figure 2, Ajustez le mode souhaité, le temps de travail, l'intensité de travail, appuyez sur le bouton "Démarrer", la tête de combustion 80k commence à fonctionner, d'autres méthodes de sélection de fonction de tête RF sont identiques à l'opération.
5. Une fois que vous avez fini d'utiliser, appuyez sur le bouton " ← " pour revenir à l'interface illustrée à la figure 1, puis éteignez le bouton d'alimentation.



P1




P2

Instructions d'utilisation


Cuisses

- (1) de bas en haut, en poussant la lymphe à travers l'aîne;
- (2) tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de bas en haut peut aider à décomposer les graisses;
- (3) décomposer la graisse en poussant d'avant en arrière;
- (4) tirez vers le bas du genou à l'aîne pour améliorer la courbe.




Les hanches

- (1) tirer vers la région lombaire dans la direction lymphatique;
- (2) rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de bas en haut, mouvement d'avant en arrière;
- (3) selon la texture musculaire, il peut glisser et comprimer la peau de la hanche pour que la hanche soit repulpée et ferme, présentant une courbe parfaite.




< retour

- (1) Pousser 2 – 3 fois d'avant en arrière;
- (2) rotation dans le sens antihoraire pour stimuler les ganglions lymphatiques;
- (3) sur le dos, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et déplacez – vous de haut en bas pour aider à décomposer la graisse;
- (4) tirer les toxines vers les ganglions lymphatiques en utilisant la technique de drainage lymphatique peut aider à améliorer la courbe du dos.




Bras

- (1) de l'intérieur du coude à l'aisselle, faire le drainage lymphatique;
- (2) Les ganglions lymphatiques stimulés sont arrondis;
- (3) décomposer l'excès de graisse en tournant ou en poussant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre;
- (4) serrez la peau des coudes aux aisselles.




L'abdomen

- (1) autour du nombril de petit à grand, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour aider le péristaltisme du gros intestin;
- (2) de petit à grand cercle, pousser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Face à face

- (1) appliquez le produit uniformément sur le visage, utilisez la tête RF du visage, manipulez le visage de traction de bas en haut, laissez la peau dans un état de tension, il est recommandé de l'utiliser pendant 5 minutes;
- (2) appliquez le produit uniformément sur le visage, utilisez la tête RF pour aligner le visage, utilisez la direction de la flèche, il est recommandé d'utiliser 5 – 8 minutes.



Conseils chaleureux

1. Ne pas appliquer sur la surface de la peau sèche d'origine, il brûlera la peau. Assurez – vous d'appliquer une crème ou une huile essentielle sur votre peau et vous êtes prêt à l'utiliser.
2. Lors de l'utilisation, il doit y avoir des médias aqueux (huiles essentielles / crèmes, etc.), sinon cela endommagera la machine. Ne l'utilisez pas trop longtemps sur la même zone, évitez les parties du corps qui ont des os.
3. Lors de l'utilisation, il doit y avoir des médias aqueux (huiles essentielles / crèmes, etc.), sinon la machine sera endommagée. Ne connectez pas l'alimentation jusqu'à ce que la sonde soit installée.
4. La machine ne permet pas le remplacement de la sonde dans l'état de charge.
5. Veuillez enlever les bijoux en métal lorsque vous utilisez la machine.
6. Après 1 heure d'utilisation de la machine, veuillez vous arrêter 10 minutes pour laisser la machine se reposer.
7. S'il vous plaît assurez – vous d'éteindre l'alimentation après l'utilisation et nettoyer la sonde et faire des travaux d'entretien pour la prochaine utilisation.
8. S'il vous plaît garder la sonde propre à chaque fois, essuyer avec un chiffon sec, ne pas laver avec de l'eau.
9. Après l'application, nettoyez votre peau et appliquez un masque hydratant ou une crème, une huile essentielle après 10 minutes.

10. Certaines personnes peuvent avoir des acouphènes lors de l'utilisation de 80khead. C'est normal parce que cette onde sonore est au – delà de la portée des ondes sonores humaines.

Considérations de sécurité

- Ne pas utiliser sur les zones de la peau avec des plaies chirurgicales, des plaies cicatricielles.
- Ne pas utiliser sur les zones dermatologiques, l'eczéma et d'autres peaux sensibles.
- Les personnes qui ont des appareils auditifs, des stimulateurs cardiaques et des machines cardiaques.
- Il est interdit aux mineurs, aux femmes enceintes.
- Il est interdit aux personnes souffrant de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, de maladies coronariennes, de diabète, de cancer de la peau, de thyroïde, de tumeurs malignes, de sensibilité au courant.
- Il est interdit aux personnes souffrant d'infections cutanées, de brûlures cutanées, de troubles anti – Coagulants, de saignements cutanés ou d'allergies cutanées.
- Les personnes qui ont du métal ou du silicone dans leur corps ne peuvent pas l'utiliser.

Garantie et service après – vente

Nous promettons que toutes les machines sont soumises à notre inspection stricte pour assurer la meilleure qualité. Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, ainsi que des problèmes d'utilisation, nous utiliserons notre expertise pour traiter votre problème. J'espère que vous ferez ce voyage avec nous.

Si vous avez des questions ou d'autres problèmes avec nos produits, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons toujours là pour vous.


Máquina de adelgazamiento de 80k

<Instrucciones de uso>



Para usar correctamente este producto, lea cuidadosamente el manual y Guárdalo adecuadamente.

Nombre de la pieza



3 cabezas de RF



4 cabezas de RF



6 cabezas de RF



Masaje de presión negativa Cabeza




Cabeza quemadora de grasa de 80k

Función de diferentes cabezas

3 cabeza de RF: adecuada para 1 – 2 energías

Para la cara o los ojos


Cuando se usa en la piel, puede apretar y tirar de la piel y reducir las arrugas. Mejorar la circulación ocular, reducir los poros y aliviar la hinchazón ocular. Eliminar arrugas, ojeras y bolsas para los ojos. Mejorar la textura de la piel y eliminar los ojos caídos. Restaurar la vitalidad de la piel y mejorar el contorno del ojo.



4 cabeza de RF: adecuada para 2 – 3 energías

Para la cara y el cuello


Apretar la piel, mejorar la elasticidad de la piel, eliminar las arrugas faciales, apretar la piel, reducir la hinchazón facial, reducir el enrojecimiento e hinchazón, aliviar la fatiga ocular, eliminar las ojeras y las bolsas, y mejorar la calidad de la piel.



6 cabeza de RF: adecuada para 2 – 5 energías

Para la espalda y la cintura del cuerpo, muslos y pantorrillas

Se puede apretar la cintura, apretar y ayudar a modelar. Relaje los músculos de los brazos y muslos, masajee todo el cuerpo y apriete los brazos y muslos.



Masaje de presión negativa Cabeza

Mantenimiento de la carrocería


Ajuste de nivel diversificado para que su cuerpo reciba un cuidado cómodo. Mejorar la textura de la piel promoviendo la regeneración y elasticidad del colágeno. Mejorar la relajación de la piel causada por la grasa y el envejecimiento de la piel. Ayuda a eliminar los residuos del cuerpo y promover el metabolismo. La función de masaje de presión negativa puede promover la disminución del volumen de células grasas. El masaje de presión negativa al vacío puede absorber completamente todo tipo de tejidos cutáneos entre las radiofrecuencias termofundidas multipolares, lo que permite que la energía de radiofrecuencia llegue más eficazmente a los tejidos cutáneos profundos. Al mismo tiempo, la absorción de presión negativa promueve la circulación sanguínea y el metabolismo. Deje que el tejido muscular se relaje completamente y alivie la fatiga de la piel y el tejido muscular.



Cabeza quemadora de grasa de 80k

Para la formación del cuerpo

Puede disolver la grasa, desintoxicar la linfa, endurecer la piel, aumentar la elasticidad de la piel, llegar directamente a la capa de grasa, tener la función de dirigir la salida de radiofrecuencia, acelerar el Movimiento de las células grasas para generar energía térmica y expulsar el exceso de grasa y toxinas de la cara del cuerpo a través de las glándulas sudoríparas, la circulación hepatointestinal y la circulación linfática, disolviendo así la grasa.



Función de diferentes cabezas

1. conecte el mango al enchufe correspondiente y conecte el cable de alimentación.
2. Presione el interruptor de alimentación y se encenderán el indicador y el lcd.
3. elija la función que necesite.
4. haga clic en el botón 80k para mostrar la figura 2, ajuste el modo necesario, el tiempo de trabajo y la intensidad de trabajo, Presione el botón “inicio”, la cabeza de combustión 80k comenzará a funcionar, y el método de selección de funciones de otras cabezas de radiofrecuencia es el mismo que el funcionamiento.
5. después de usarlo, Presione el botón “←” para volver a la interfaz mostrada en la figura 1 y luego apague el botón de encendido.



P1




P2

Orientación sobre el uso


Muslo

- (1) de abajo hacia arriba, empuje la ingle para desbloquear la linfa;
- (2) girar en sentido contrario a las agujas del reloj de abajo a arriba puede ayudar a descomponer la grasa;
- (3) descomponer la grasa empujando de ida y vuelta;
- (4) tire hacia abajo de la rodilla hasta la ingle para mejorar la curva.




Caderas

- (1) tire hacia la cintura en la dirección de la linfa;
- (2) girar de abajo hacia arriba en sentido contrario a las agujas del reloj y moverse hacia adelante y hacia atrás;
- (3) dependiendo de la textura muscular, puede deslizarse y comprimir la piel de la cadera, haciendo que la cadera esté llena y apretada, mostrando una curva perfecta.




< regreso

- (1) empujar de ida y vuelta 2 – 3 veces;
- (2) girar en sentido contrario a las agujas del reloj para estimular los ganglios linfáticos;
- (3) en la espalda, girar en sentido contrario a las agujas del reloj y moverse hacia arriba y hacia abajo para ayudar a descomponer la grasa;
- (4) el uso de técnicas de drenaje linfático para atraer toxinas a los ganglios linfáticos puede ayudar a mejorar la curva de la espalda.




Brazo

- (1) hacer drenaje linfático desde el interior del codo hasta la axila;
- (2) estimular los ganglios linfáticos para que sean redondos;
- (3) descomponer el exceso de grasa girando en sentido contrario a las agujas del reloj o empujando de ida y vuelta;
- (4) endurecer la piel desde el codo hasta la axila.




Abdomen

- (1) alrededor del ombligo, de pequeño a grande, da vueltas en el sentido de las agujas del reloj para ayudar a la motilidad del intestino grueso;
- (2) de un círculo pequeño a un círculo grande, empuje en sentido contrario a las agujas del reloj.



Enfrentar

- (1) aplicar este producto uniformemente sobre la cara, usar la cabeza de radiofrecuencia facial, operar de abajo hacia arriba para levantar la cara, para que la piel esté en tensión, se recomienda usarlo durante 5 minutos;
- (2) aplicar este producto uniformemente sobre la cara, alinear la cara con la cabeza de radiofrecuencia y operar en la dirección de la flecha. se recomienda usarlo durante 5 – 8 minutos.



Consejos cálidos

1. no usar en la superficie de la piel original y seca puede quemar la piel. Asegúrese de aplicar una crema o aceite esencial a la piel antes de que pueda usarse.
2. al usarlo, debe tener un medio acuático (aceite esencial / crema, etc.), de lo contrario dañará la máquina. no use en la misma zona durante demasiado tiempo y evite partes del cuerpo con huesos.
3. al usarlo, debe tener un medio acuático (aceite esencial / crema, etc.), de lo contrario dañará la máquina. No conecte la fuente de alimentación hasta que la sonda esté instalada.
4. no se permite cambiar la sonda en la máquina en estado de carga.
5. al usar la máquina, retire las joyas metálicas.
6. después de una hora de uso de la máquina, Deténgase durante 10 minutos para que la máquina descanse.
7. asegúrese de apagar la fuente de alimentación después de usarlo, limpiar la sonda y hacer un buen trabajo de mantenimiento para la próxima vez.
8. mantenga la sonda limpia cada vez, limpie con un paño seco y no con agua.
9. después de usarlo, limpie la piel y aplique una máscara hidratante o crema facial, aceite esencial después de 10 minutos.
10. al usar 80khead, algunas personas pueden tener tinnitus. Esto es normal porque este tipo de ondas sonoras están más allá del alcance de las ondas sonoras humanas.

Precauciones de Seguridad

- No lo use en áreas de la piel con heridas quirúrgicas, cicatrices y heridas.
- No use en partes de la piel, Eccema y otras pieles sensibles.
- Personas con audífonos, marcapasos y máquinas cardíacas.
- Está prohibido para menores y mujeres embarazadas.
- Está prohibido el uso en personas con enfermedades cardíacas, hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes, cáncer de piel, tiroides, tumores malignos y sensibilidad a la corriente.
- Está prohibido el uso en personas con infecciones cutáneas, quemaduras cutáneas, trastornos anticoagulantes, sangrado cutáneo o alergias cutáneas.
- Las personas con metal o silicona en el cuerpo no pueden usarlos.

Garantía y servicio postventa

Nos comprometemos a que todas las máquinas sean inspeccionadas estrictamente por nosotros para garantizar la mejor calidad. Si no está satisfecho con la compra o tiene problemas durante el uso, así como problemas de uso, Utilizaremos nuestras habilidades profesionales para hacer frente a sus problemas. Espero que puedas embarcarte en este viaje con nosotros.

Si tiene alguna pregunta u otra pregunta sobre nuestro producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Siempre estaremos a tu lado.

80K SLIMMING MACHINE

<Handleiding>



Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar deze goed om dit product correct te gebruiken.

Deelnaam



3 RF Hoofd



4 RF Hoofd



6 RF Hoofd



Negatieve druk
massage Hoofd



80K Fat
Burn Head


Functie van verschillend hoofd

3 RF Hoofd: Geschikt voor 1-2 Energie

Gebruik voor het gezicht of de ogen

Bij gebruik op de huid, kan het de huid verstevigen en liften, vermindert knippen. Verbeter de bloedsomloop van de ogen, krimp poriën en opgezwollen ogen.


Elimineer rimpels, donkere kringen en wallen onder de ogen. Verbeter de huidtextuur en elimineer slappe ogen. Verjongt de huid en verbetert de oogcontour.



4 RF Hoofd: Geschikt voor 2-3 Energie

Gebruik voor gezicht en hals


Stevige huid, verbetert huidelasticiteit, eliminatie van gezichtsrimpels, het aanscherpen en opheffen van de huid, vermindert gezichtszwelling, vermindert roodheid, verlicht oogvermoeidheid, verwijder donkere kringen, en oogzakken, verbetert huidkwaliteit.



6 RF Hoofd: Geschikt voor 2-5 Energie

Gebruik voor de rug en taille van lichaam, dijen en kuiten

Kan de taille strakker maken, stevig maken en lichaamsvorming helpen. Verzacht de spieren van de armen en dijen, geef het hele lichaam massage en span de armen en dijen aan.



Negatieve druk massage Hoofd

Lichaamsonderhoud


Diverse niveaueaanpassing zorgt ervoor dat uw lichaam comfortabel wordt verzorgd. Verbeter de huidtextuur door de regeneratie van collageen en elasticiteit te bevorderen. Verbeter de verzakking van de huid veroorzaakt door vet en huidveroudering. Help afvalstoffen in het lichaam te elimineren en het metabolisme te bevorderen. De negatieve drukmassagefunctie kan vetcelvolumevermindering bevorderen. Vacuum negatieve drukmassage kan verschillende huidweefsels volledig absorberen tussen de multipolaire thermische smeltende radiofrequentie, zodat de radiofrequentieenergie het diepe huidweefsel effectiever kan bereiken. Tegelijkertijd bevordert de adsorptie van negatieve druk de bloedcirculatie en het metabolisme. Laat het spierweefsel volledig ontspannen en verlicht de vermoeidheid van de huid en spierweefsel.



80K Fat Burn Head

Gebruik voor het lichaam Shaping

Het kan vet oplossen, lymfe ontgiften, huid aanscherpen, huidelasticiteit verbeteren, vetlaag direct bereiken, de functie van directionele RF-output hebben, de beweging van vetcellen versnellen om warmteenergie te genereren, en het overtollige vet en toxine in het gezicht uit het lichaam door zweetklieren, leverdarmcirculatie en lymfecirculatie lozen, om vet op te lossen.



Functie van verschillend hoofd

1. Sluit het handstuk aan op de overeenkomstige aansluiting en sluit het netsnoer aan.
2. Druk op de aan/uit schakelaar, het indicatielampje en LCD gaan branden.
3. Kies de functie die u nodig hebt.
4. Raak de 80K–knop aan om figuur 2 weer te geven, pas de vereiste modus, werktijd, werkintensiteit aan, druk op de knop “START”, de 80K–brandkop begint te werken, en andere R.F–hoofdfunctie selectiemethoden zijn dezelfde verrichting.
5. Druk na het gebruik op de knop “” om de interface in figuur 1 terug te keren en schakel vervolgens de aan/uit–knop uit.



P1




P2

Richtlijnen gebruiken


dij

- (1) Van onder naar boven, duw naar lies om lymfe te baggeren;
- (2) Het draaien tegen de klok in van onder naar boven kan helpen vet af te breken;
- (3) Ontcomposeer vettig door heen en weer te duwen;
- (4) Trek naar beneden van de knie naar de lies om de curve te verbeteren.




Heupen

- (1) Trek naar de taille in de richting van lymfe;
- (2) Cirkel tegen de klok in van onder naar boven en beweeg heen en weer;
- (3) Volgens de spiertextuur, kan het de billenhuid glijden en compacteren, waardoor de bill mollig en stevig wordt en de perfecte curve presenteert.




Terug

- (1) Duw heen en weer 2–3 keer;
- (2) Cirkel tegen de klok in om de lymfeklieren te stimuleren;
- (3) Draai op de rug tegen de klok in en beweeg omhoog en omlaag om vet af te breken;
- (4) Het gebruik van lymfdrainagetechniek om toxine naar lymfeklieren te trekken kan helpen de rugcurve te verbeteren.




Arm

- (1) Van de binnenste elleboog naar de oksel, doe lymfedrainage;
- (2) Om lymfeklieren in een cirkel te stimuleren;
- (3) Breek overtollig vet af door het tegen de klok in te draaien of het heen en weer te duwen;
- (4) Trek de huid van elleboog tot oksel aan.




Buik

- (1) Rond de navel van klein naar groot, met de klok mee cirkel om de peristaltiek van de dikke darm te helpen;
- (2) Duw deze van de kleine naar de grote cirkel tegen de klok in.



Gezicht

- (1) Breng het product gelijkmatig aan op het gezicht, gebruik het gezicht RF-hoofd, werk van onder naar boven om het gezicht op te tillen, maak de huid in een gespannen staat, het wordt aanbevolen om vijf minuten te gebruiken;
- (2) Breng het product gelijkmatig aan op het gezicht, gebruik de RF-kop op het gezicht, werk in de richting van de pijl, het wordt aanbevolen om het voor 5–8 minuten te gebruiken.



Warme tips voor jou

1. Gebruik niet op uw oorspronkelijke en droge huidoppervlak, het zal uw huid verbranden. Zorg ervoor dat je crème of oliën op je huid aanbrengt die je kunt gebruiken.
2. Bij gebruik, moet er een waterig medium (etherische olie/crèmes, enz.) zijn, anders zal het schade aan de machine veroorzaken. Gebruik niet te lang op hetzelfde deel en vermijd lichaamsdelen met botten.
3. Bij gebruik moet er een waterig medium zijn (etherische olie/crèmes, enz.), anders zal het de machine beschadigen. Sluit de voeding niet aan totdat de sonde goed is geïnstalleerd.
4. De machine is niet toegestaan om sonde te vervangen wanneer in de laadtoestand.
5. Neem alsjeblieft de metalen sieraden af bij het gebruik van de machine.
6. Wanneer de machine wordt gebruikt voor een uur, stop dan voor tien minuten om de machine te laten rusten.
7. Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt na gebruik, en reinig de sonde goed onderhoud voor volgend gebruik.
8. Gelieve de sonde elke keer schoon te houden, gebruik een droge doek om het af te vegen, gebruik geen water om schoon te maken.
9. Na gebruik, reinig je huid en breng hydraterende masker of crèmes, oliën na tien minuten aan.
10. Bij gebruik van 80KHead kunnen sommige mensen tinnitus

ervaren. Dit is normaal omdat deze geluidsgolf het bereik van menselijke geluidsgolven overschrijdt.

Veiligheidsaandacht

- Niet gebruiken op de huid met operatiewond, littekens wond.
- Niet gebruiken op de dermatologische delen, eczeem en andere gevoelige huid.
- Mensen die hoortoestellen, hartpacemakers en hartmachine hebben.
- Mensen die minderjarig zijn, zwanger zijn, zijn verboden om te gebruiken.
- Mensen die hartziekte, hypertensie, coronaire hartziekte, diabetes, huidkanker, schildklier, maligniteit, huidige gevoelige groep hebben, zijn verboden om te gebruiken.
- Mensen met huidinfecties, huidbrandwonden, anti-stollingsstoornissen, huidbloedingen of huidallergieën zijn verboden om te gebruiken.
- Mensen met metaal of siliconen in het lichaam kunnen dit niet gebruiken.

Garantie na service

Wij beloven dat alle machines een strenge inspectie door ons ervaren om de beste kwaliteit te verzekeren. En als u niet tevreden bent met aankoop of problemen hebt bij gebruik, ook voor het probleem van het gebruik van problemen, zullen we onze professionele vaardigheden gebruiken om uw probleem aan te pakken. Ik hoop dat jullie samen met ons op deze reis kunnen gaan.

Als u vragen of andere problemen over onze producten hebt, neem dan gerust contact met ons op zonder aarzeling. We staan altijd aan uw zijde.

