

Multi-functional Ultrasonic Beauty Device

(Rechargeable)

User Manual



Thank you for purchasing our product. Please ensure you read this manual thoroughly before using the device.


Precautions

1. This device is not suitable for individuals (including children) with diminished sensory or mental capacities, or those lacking experience and knowledge.
2. After using the device, please clean it promptly to prevent the buildup of oils or gel residues.
3. The internal battery of this device is not user-replaceable.
4. Exercise caution regarding water exposure when using this device to avoid risks of electric shock and other potential hazards.
5. This device is not washable. After use, wipe it clean with a damp cloth and then dry it with a dry towel.
6. Should you have any questions during the use of this product, please consult the {Frequently Asked Questions} section in the manual.

Prohibitions

1. Do not disassemble or modify the device on your own as it may cause malfunctions or pose dangers.
2. The device should not be used by children, pregnant women, or individuals with restricted physical mobility.
3. Avoid using damaged chargers or plugs that do not fit securely, as this can lead to electric shocks, short circuits, or fires.
4. If the device overheats during use or charging, disconnect the power immediately.
5. Avoid dropping or subjecting the device to impacts, which could lead to malfunctions.
6. Do not use this device if you are experiencing fever or any other physical abnormalities.
7. Avoid using this device if you have any of the following conditions: heart disease, hemophilia, allergic predispositions, or dermatitis.
8. Do not use the device on affected areas such as wounds, post-surgical sites, inside the mouth, upper eyelids, eyeballs, areas around the ears, or near the thyroid gland.

Product Structure



Packing List

Ultrasonic Beauty Device *1

User Manual *1

Type-C Charging Cable *1

Packaging Box *1

Product Features Introduction

This product is a rechargeable multi-functional ultrasonic beauty device, featuring a combination of four functions: HIFU Ultrasonic, WARM Heating, EMS Microcurrent, and PULSE Pulse.

HIFU Ultrasonic Function: This function targets the SMAS layer of the human body with ultrasonic focus points, restructuring the collagen within the SMAS tissue without damaging normal tissue. It restores skin elasticity, smoothens fine lines, and enhances facial contours. (Indicator light is blue)

WARM Heating Function: The thermal energy emits micro-waves at a frequency of one million times per second, deeply warming the skin, promoting the breakdown of subcutaneous fat, and rapidly opening pores to facilitate skin cleansing. (Indicator light is red)

EMS Microcurrent Function: Various modes massage the facial skin, strengthening skin lift and firmness. (Indicator light is green)

PULSE Pulse Function: Mild heat opens the pores, enhancing voltage circulation deep within the skin and revitalizing collagen, thereby improving skin elasticity. (Indicator light is purple)

Operating Instructions

Step	Illustration	Operating Instructions
Power On		Long press the M button for three seconds to power on the device. If the display indicates a low battery, please fully charge the device before use.
Function Selection		Upon powering up, the display defaults to the HIFU function. Press the L key to cycle through HIFU, WARM, EMS, and PULSE functions. Confirm the desired function by pressing the M button to enter the working state. In this state, press the L key to adjust the energy level from 1 to 6. To switch functions during operation, press the M button to exit the current state, then use the L key to select a new function. Each session automatically begins a 10-minute countdown and exits the working state upon completion.
Care Areas		1. Whole Face Care: Divide the face into four sections, using the illustration provided in the care procedure guidelines. 2. Massage Head Usage: Keep the massage head moving slowly on the facial skin; avoid lingering in one spot for more than three seconds. 3. Gel Use: Each mode must be used with a gel. If the gel dries during use, reapply as necessary.
Shutting Down		1. Automatic Shutdown: The device will automatically turn off after 10 minutes of operation without any button interaction. 2. Manual Shutdown: While the device is on, long press the M button for three seconds; the display will turn off and the device will shut down immediately.
Cleaning and Maintenance		1. Cleaning: Wipe the device with a damp, wrung-out soft cloth. Avoid using alkaline solutions, alcohol, or volatile oils as these can damage the device's exterior and functionality. 2. Storage: After use, organize the device and its accessories back into the packaging box for next use. 3. Safe Placement: Store the device in a safe location and ensure no heavy objects are placed on it. 4. Battery Care: Do not use the HIFU and WARM functions when the battery is below 40%. Ensure the battery is fully charged before use. 5. Long-Term Storage: If the device is not used for an extended period, charge it before turning it on again.

Order of Care

Weekly Intensive Case

<HIFU> Mode: 10 minutes + < WARM > Mode: 10 minutes = Total Duration : 20minutes

①<HIFU> Mode: Apply the gel to the care area and activate <HIFU> mode.

② <WARM> Mode: Apply the gel solution to the care area and activate <WARM> mode.

※ Do not remain on the same spot for more than 3 seconds to avoid skin irritation.

※ Either mode can be used independently for a comprehensive 20-minute session.

	1 Glide from the chin along the jawline to the back of the ears, then proceed downwards from the neck to the shoulders.
	2 From the chin tip, glide along the facial contours to the temples, then from the nostrils across the cheeks to the temples. Start from the inner corners of the eyes, gliding along the eyes to the temples.
	3 Lift from the eyebrows to the hairline, moving in an upward direction.

★ Perform each of the three steps 2-3 times.

★ Maintain a slow motion and avoid stationary placement on any area.

★ Reapply gel or lotion if it dries during case.

Order of Care

Daily Care Routine

◆ <EMS> Mode: 10 minutes + <PULSE> Mode: 10 minutes

① Apply gel to the care area before starting.


Increase gel usage if skin feels dry during case. Insufficient gel may cause irritation and reduce case effectiveness.

※ Ensure the case head is in full contact with the skin.

※ Excessive case can stress the skin. Limit use to prevent multiple cases within a single day.

※ Clean any dirt off the case head with a soft cloth or tissue to maintain smooth operation.

※ Avoid using the device when feeling unwell.



★ Perform each step shown in Figure 1 2-3 times.

★ Place the device on each targeted skin area for about 3 seconds as illustrated.

※ Follow the illustrated case guidelines.

★ Apply more gel if it dries during the session.

Warnings

Do not use on mucous membranes, upper eyelids, eyeballs, areas around the ears, or the thyroid region.

Product Parameters

Product Name	HIFU Beauty Device	Model No.	HC096
Product Dimensions	180 x 60 x 54 mm	Package Size	225 x 108 x 90 mm
Product Net Weight	180 g	Packed Weight	390 g
Charging Voltage	DC 5V	Battery Voltage	7.4V
Battery Capacity	1500 mAh	Charging Current	500 mA
Power Rating	20W	Set Working Duration	10 minutes

Troubleshooting

Issue	Cause	Solution
Unable to Power On	Low battery	Please charge the device
Shuts Down During Use	Low battery	Please charge the device
Unresponsive During Use	Low battery	Please charge the device
Weak or No Current	Dry skin, poor conductivity	Apply a suitable amount of conductive beauty gel
Charging Failure	Incorrect charger voltage or current	Use the charger specified in the user manual
No Response When Charging	Faulty charger or charging cable	Replace the charger or charging cable

Warranty Card

Customer Name		Purchase Date	
Product Name		Customer Phone	
Customer Address			
Reason for Repair			
Maintenance Records			

Многофункциональный ультразвуковой косметический аппарат (Аккумуляторная модель)

Инструкция по эксплуатации



Благодарим Вас за приобретение продукции нашей компании. Перед использованием настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Меры предосторожности

1. Данный продукт не предназначен для использования лицами с пониженными сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний (включая детей).
2. После использования аппарата необходимо очищать его от остатков косметических средств (масла, геля и т.д.).
3. Запрещается самостоятельная замена встроенного аккумулятора.
4. Во избежание поражения электрическим током и возникновения других опасных ситуаций, не используйте аппарат вблизи воды и не допускайте его намокания.
5. Не погружайте аппарат в воду. После использования протрите его влажной, а затем сухой тканью.
6. При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией аппарата, обратитесь к разделу «Часто задаваемые вопросы» настоящей инструкции.

Запрещается

1. Самостоятельно разбирать или модифицировать аппарат во избежание его поломки или возникновения опасных ситуаций.
2. Допускать использование аппарата детьми, беременными женщинами, а также лицами с ограниченной подвижностью.
3. Использовать аппарат с поврежденным зарядным устройством или подключать его к неисправной розетке, во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания, возгорания и других опасных ситуаций.
4. При обнаружении ненормального нагрева аппарата во время его использования или зарядки немедленно отключите его от источника питания.
5. Ронять или подвергать аппарат ударам во избежание его поломки.
6. Использовать аппарат при повышенной температуре тела, а также при наличии других недугов.
7. Использовать аппарат при наличии следующих заболеваний: болезни сердца, гемофилия, аллергические реакции, дерматит и т.д.
8. Использовать аппарат на следующих участках тела: открытые раны, места проведения пластических операций, слизистая оболочка полости рта, верхнее веко, глазное яблоко, область вокруг ушей, область шеи.

Структура аппарата



Комплектация

Ультразвуковой косметический аппарат - 1 шт.

Кабель для зарядки Type-C - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

Описание функций аппарата

Данный аппарат представляет собой многофункциональный ультразвуковой косметический аппарат с аккумуляторной батареей, который сочетает в себе четыре функции: сфокусированный ультразвук высокой интенсивности (HIFU), термотерапия (WARM), микротоковая терапия (EMS) и импульсная терапия (PULSE).

Функция HIFU: воздействие сфокусированного ультразвука высокой интенсивности на SMAS-слой кожи способствует реструктуризации коллагена в тканях SMAS без повреждения окружающих тканей, восстанавливает эластичность кожи, сокращает морщины и улучшает овал лица. (индикатор светится синим цветом)

Функция WARM: термотерапия с помощью микроволн, генерируемых с частотой 1 МГц, обеспечивает глубокое прогревание кожи, способствует расщеплению подкожного жира, раскрытию пор и эффективному очищению кожи. (индикатор светится красным цветом)

Функция EMS: различные режимы микротоковой терапии для массажа кожи лица, повышения упругости и эластичности кожи. (индикатор светится зеленым цветом)

Функция PULSE: воздействие импульсным током низкой частоты способствует раскрытию пор, улучшает микроциркуляцию и стимулирует активность фибробластов, отвечающих за выработку коллагена, повышая тем самым эластичность кожи. (индикатор светится фиолетовым цветом)

Инструкция по эксплуатации

Действие	Иллюстрация	Описание действия
Включение аппарата		Нажмите и удерживайте кнопку М в течение 3 секунд для включения аппарата (при низком уровне заряда батареи, отображаемом на дисплее, рекомендуется зарядить аппарат перед использованием).
Выбор режима работы		После включения аппарата на дисплее по умолчанию отображается режим HIFU. Для выбора режима работы нажмите кнопку L, последовательно переключая режимы HIFU-WARM-EMS-PULSE. После выбора нужного режима нажмите кнопку М для запуска. В рабочем режиме для регулировки интенсивности воздействия (от 1 до 6) нажмите кнопку L. Для переключения режима работы нажмите кнопку М для остановки текущего режима, затем с помощью кнопки L выберите необходимый режим. Продолжительность работы каждого режима составляет 10 минут, после чего аппарат автоматически переходит в режим ожидания.
Зоны обработки		1. При обработке лица рекомендуется разделить его на четыре зоны и обрабатывать их поочередно (подробное описание техники обработки представлено в разделе «Порядок проведения процедуры»). 2. Перемещайте рабочую поверхность насадки по коже плавно, без длительных остановок на одном месте. 3. При использовании любого из режимов работы обязательно наносите на кожу контактный гель. При необходимости, во время процедуры, наносите гель повторно.
Остановка работы		1. При штатном режиме работы вмешательство пользователя не требуется, аппарат автоматически отключится через 10 минут. 2. Для выключения аппарата нажмите и удерживайте кнопку М в течение 3 секунд.
Очистка и хранение		1. Протирайте аппарат мягкой тканью, смоченной в воде и тщательно отжатой (не используйте для очистки аппарата щелочные растворы, спирт, эфирные масла и т.д., это может привести к повреждению корпуса и нарушению работы аппарата). 2. После использования уберите аппарат и все комплектующие в упаковку. 3. Храните аппарат в безопасном месте, не ставьте на него тяжелые предметы. 4. Не используйте режимы HIFU и WARM при уровне заряда батареи ниже 40%. 5. Перед использованием аппарата после длительного перерыва рекомендуется зарядить аккумулятор.

Порядок проведения процедуры

Еженедельная интенсивная процедура

Режим <HIFU>: 10 минут + Режим < WARM > : 10 минут = общая продолжительность: 20 минут

1. Нанесите контактный гель на обрабатываемую зону и выполните процедуру в режиме <HIFU>.
2. Нанесите контактный гель на обрабатываемую зону и выполните процедуру в режиме <WARM>.

※ Не задерживайте аппарат на одном участке кожи дольше 3 секунд во избежание нежелательных реакций.

※ Возможно проведение процедуры с использованием только одного из режимов продолжительностью 20 минут.

	Проводите аппаратом от подбородка по контуру лица к мочке уха. Далее, через область околоушной железы, вниз к ключице.
	Проводите аппаратом от центра подбородка по контуру лица к виску. Далее, от крыльев носа, по скуловой дуге, к виску. Завершите движение, проводя аппаратом от внутреннего уголка глаза, под нижним веком, к виску.
	Проводите аппаратом от линии бровей к линии роста волос.

- ★ Повторите движения, описанные в пунктах 1-3, 2-3 раза.
- ★ Перемещайте аппарат плавно, без длительных остановок на одном месте.
- ★ При необходимости, во время процедуры, наносите контактный гель повторно.

Порядок проведения процедуры

Ежедневная процедура

◆ Режим <EMS>: 10 минут + режим <PULSE>: 10 минут

1. Нанесите контактный гель на обрабатываемую зону и выполните процедуру.


※ При необходимости, во время процедуры, наносите контактный гель повторно. Недостаточное количество геля может снизить эффективность процедуры и вызвать неприятные ощущения.

※ При проведении процедуры плотно прижимайте рабочую поверхность насадки к коже.

※ Не рекомендуется проводить процедуру чаще одного раза в день во избежание повышенной нагрузки на кожу.

※ При загрязнении рабочей поверхности насадки протрите ее мягкой тканью или бумажной салфеткой.

※ Не используйте аппарат при плохом самочувствии.



★ Повторите движения, описанные в пунктах 1-5, 2-3 раза.

★ Как показано на рисунке, приложите аппарат к каждому участку кожи на 3 секунды.

※ Указанный порядок проведения процедуры является рекомендуемым.

★ При необходимости, во время процедуры, наносите контактный гель повторно.

Предупреждение

Не используйте аппарат на слизистых оболочках, верхнем веке, глазном яблоке, в области ушей и щитовидной железы.

Технические характеристики

Название продукта:	Косметический аппарат HIFU	Модель:	HC096
Габариты аппарата:	1180 × 60 × 54 мм	Габариты упаковки:	225 × 108 × 90 мм
Вес нетто:	180 г	Вес брутто:	390 г
Напряжение зарядки:	DC 5 В	Напряжение аккумулятора:	7,4 В
Емкость аккумулятора:	1500 мАч	Ток зарядки	500 мА
Номинальная мощность:	20 Вт	Продолжительность работы:	10 минут

Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Решение
Аппарат не включается	Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Аппарат отключается во время работы	Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Невозможно управлять аппаратом во время работы	Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Отсутствие или низкая интенсивность микротоков	Сухая кожа, низкая электропроводность	Нанесите достаточное количество контактного геля
Невозможно зарядить аккумулятор	Несоответствие напряжения или тока зарядного устройства	Используйте зарядное устройство, соответствующее требованиям инструкции
Отсутствие индикации зарядки	Неисправность зарядного устройства или кабеля	Замените зарядное устройство или кабель

Гарантийный талон

ФИО клиента:		Дата покупки:	
Название продукта:		Контактный телефон:	
Адрес клиента:			
Причина обращения по гарантии:			
Журнал ремонтных работ:			

Dispositivo de belleza ultrasónico multifuncional

(Recargable)

Manual de instrucciones



Gracias por adquirir nuestro producto. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo.


Precauciones

1. Este producto no es adecuado para personas (incluidos niños) con capacidades sensoriales o mentales reducidas, o que carecen de experiencia y conocimiento.
2. Después de utilizar el dispositivo, asegúrese de limpiarlo para evitar la acumulación de residuos de aceites o geles.
3. La batería integrada en este dispositivo no debe ser reemplazada por el usuario.
4. Para evitar descargas eléctricas u otros peligros potenciales, no utilice este dispositivo cerca del agua y evite que entre en contacto con líquidos.
5. No sumerja el dispositivo en agua. Después de su uso, límpielo con un paño húmedo y luego séquelo con un paño seco.
6. Si tiene alguna pregunta sobre el uso del producto, consulte la sección de {Preguntas frecuentes} en este manual.

Prohibiciones

1. No intente desmontar ni modificar el dispositivo. Esto podría provocar un mal funcionamiento o una situación peligrosa.
2. No permita que niños, mujeres embarazadas o personas con movilidad reducida utilicen este dispositivo.
3. No utilice un cargador dañado o un enchufe de corriente en mal estado. Esto podría provocar descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios u otros peligros.
4. Si el dispositivo se calienta de forma anormal durante su uso o carga, desconéctelo inmediatamente de la fuente de alimentación.
5. Evite dejar caer o golpear el dispositivo para prevenir daños.
6. No utilice este dispositivo si tiene fiebre o alguna otra condición médica.
7. No utilice este dispositivo si padece alguna de las siguientes afecciones: enfermedades cardíacas, hemofilia, alergias, dermatitis, etc.
8. No utilice el dispositivo en las siguientes áreas: heridas abiertas, áreas donde se hayan realizado cirugías plásticas, dentro de la boca, párpados superiores, globos oculares, alrededor de las orejas, área de la garganta.

Estructura del dispositivo



Contenido del paquete

Dispositivo de belleza ultrasónico - 1 ud.

Cable de carga Type-C - 1 ud.

Manual de instrucciones - 1 ud.

Caja de embalaje - 1 ud.

Descripción de las funciones del dispositivo

Este dispositivo es un dispositivo de belleza ultrasónico multifuncional recargable que combina cuatro funciones: ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU), termoterapia (WARM), microcorrientes (EMS) y terapia de pulso (PULSE).

Función HIFU: la energía del ultrasonido focalizado de alta intensidad se dirige al SMAS, capa muscular del rostro, para estimular la producción de colágeno sin dañar los tejidos circundantes. Esto ayuda a restaurar la elasticidad de la piel, reducir las arrugas y mejorar el contorno facial. (Indicador luminoso azul)

Función WARM: la termoterapia mediante microcorrientes generadas a una frecuencia de 1 MHz proporciona un calentamiento profundo de la piel, lo que estimula la descomposición de la grasa subcutánea, abre los poros y facilita la limpieza de la piel. (Indicador luminoso rojo)

Función EMS: diferentes modos de microcorrientes para masajear la piel del rostro, aumentar la firmeza y la elasticidad de la piel. (Indicador luminoso verde)

Función PULSE: la terapia de pulso de baja frecuencia ayuda a abrir los poros, mejora la microcirculación y estimula la actividad de los fibroblastos, responsables de la producción de colágeno, aumentando así la elasticidad de la piel. (Indicador luminoso morado)

Instrucciones de uso

Acción	Ilustración	Descripción
Encender		Mantenga pulsado el botón M durante 3 segundos para encender el dispositivo (si la pantalla muestra un nivel bajo de batería, cárguela completamente antes de usarlo).
Seleccionar modo		Tras encender el dispositivo, el modo predeterminado es HIFU. Pulse el botón L para alternar entre los modos HIFU-WARM-EMS-PULSE. Tras seleccionar el modo deseado, pulse el botón M para activarlo. Durante el funcionamiento, pulse el botón L para ajustar la intensidad (de 1 a 6). Si desea cambiar de modo, pulse el botón M para detener el modo actual y, a continuación, seleccione el modo deseado con el botón L. Cada modo tiene una duración de 10 minutos, tras los cuales el dispositivo pasará automáticamente al modo de espera.
Área de tratamiento		1. Para tratar todo el rostro, se recomienda dividirlo en cuatro zonas y tratarlas por separado (consulte la sección "Orden de aplicación" para obtener información detallada sobre las técnicas de tratamiento). 2. Deslice el cabezal de tratamiento sobre la piel lentamente y sin detenerse en un punto durante mucho tiempo. 3. Utilice siempre un gel conductor con cada modo. Si el gel se seca durante el tratamiento, aplique más según sea necesario.
Detener el funcionamiento		1. No es necesario pulsar ningún botón para detener el funcionamiento normal. El dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos. 2. Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón M durante 3 segundos.
Limpieza y mantenimiento		1. Limpie el dispositivo con un paño suave humedecido con agua y bien escurrido (no utilice productos de limpieza alcalinos, disolventes, alcohol, aceites esenciales, etc., ya que podrían dañar la superficie del dispositivo o afectar a su funcionamiento). 2. Después de su uso, guarde el dispositivo y sus accesorios en la caja de almacenamiento. 3. Guarde el dispositivo en un lugar seguro y no coloque objetos pesados sobre él. 4. No utilice los modos HIFU y WARM cuando el nivel de batería sea inferior al 40 %. Cárguelo completamente antes de usarlo. 5. Si no ha utilizado el dispositivo durante un periodo prolongado, se recomienda cargar la batería antes de volver a utilizarlo.

Orden de aplicación

Tratamiento intensivo semanal

Modo <HIFU>: 10 minutos + Modo < WARM >: 10 minutos = Duración total: 20 minutos

1. Aplique el gel conductor en la zona a tratar y utilice el modo <HIFU>.

2. Aplique el gel conductor en la zona a tratar y utilice el modo <WARM>.

※ No mantenga el dispositivo en la misma zona durante más de 3 segundos para evitar efectos adversos en la piel.

※ También puede utilizar uno de los modos de forma individual durante 20 minutos

	1 Deslice el dispositivo desde la barbilla, siguiendo el contorno del rostro, hasta llegar a la parte posterior de la oreja. A continuación, deslícelo por la zona de la glándula parótida, bajando hasta la clavícula.
	2 Deslice el dispositivo desde el centro de la barbilla, siguiendo el contorno del rostro, hasta llegar a la sien. A continuación, deslícelo desde las aletas de la nariz, siguiendo el pómulos, hasta llegar a la sien. Para finalizar, deslice el dispositivo desde el lagrimal, por debajo del ojo, hasta llegar a la sien.
	3 Deslice el dispositivo desde la línea de las cejas hasta la línea del nacimiento del cabello.

★ Repita los movimientos descritos en los puntos 1-3, 2-3 veces.

★ Deslice el dispositivo suavemente y sin detenerse en un punto durante mucho tiempo.

★ Aplique más gel conductor si lo considera necesario durante el tratamiento.

Orden de aplicación

Rutina diaria de cuidado

◆ Modo <EMS>: 10 minutos + Modo <PULSE>: 10 minutos

1. Aplique el gel conductor en la zona a tratar y realice el tratamiento.


※ Si siente la piel seca durante el tratamiento, aplique más gel conductor. Una cantidad insuficiente de gel puede reducir la eficacia del tratamiento y provocar una sensación desagradable en la piel.

※ Durante el tratamiento, mantenga el cabezal de tratamiento en contacto directo con la piel.

※ Evite utilizar el dispositivo más de una vez al día para no sobrecargar la piel.

※ Si observa que el cabezal de tratamiento está sucio, límpielo con un paño suave o una toallita de papel.

※ No utilice el dispositivo si no se encuentra bien.



★ Repita los movimientos descritos en los puntos 1-5, 2-3 veces.

★ Como se muestra en la imagen, aplique el dispositivo en cada zona de la piel durante 3 segundos.

※ El orden de aplicación mostrado es solo una sugerencia.

★ Aplique más gel conductor si lo considera necesario durante el tratamiento.

Advertencia

Evite el uso del dispositivo en mucosas, párpados superiores, globos oculares, orejas y zona de la tiroides.

Especificaciones del producto

Nombre del producto:	Dispositivo de belleza HIFU	Modelo:	HC096
Dimensiones del producto:	180 × 60 × 54 mm	Dimensiones del embalaje:	225 × 108 × 90 mm
Peso neto:	180 g	Peso bruto:	390 g
Tensión de carga:	DC 5V	Tensión de la batería:	7,4 V
Capacidad de la batería:	1500 mAh	Corriente de carga:	500 mA
Potencia nominal:	20 W	Duración del tratamiento:	10 minutos

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El dispositivo no se enciende	Batería baja	Cargue la batería
El dispositivo se apaga durante el uso	Batería baja	Cargue la batería
No se puede controlar el dispositivo durante el uso	Batería baja	Cargue la batería
No hay corriente o la intensidad es baja	Piel seca, mala conductividad	Aplique una cantidad suficiente de gel conductor
No se puede cargar la batería	Error de tensión o corriente del cargador	Utilice el cargador especificado en el manual de instrucciones
El indicador de carga no se enciende	Cargador o cable de carga defectuoso	Sustituya el cargador o el cable de carga

Tarjeta de garantía

Nombre del cliente:		Fecha de compra:	
Nombre del producto:		Teléfono de contacto:	
Dirección del cliente:			
Motivo de la reparación:			
Descripción de la reparación:			