


80K SLIMMING MACHINE

< Instruction Manual >



In order to use this product correctly, please read the manual carefully and keep it properly.

Part name



3 RF Head



4 RF Head



6 RF Head



Negative pressure massage Head



80K Fat Burn Head




Laser Lipolysis

Function of Different Head

3 RF Head: Suitable for 1–2 Energy

Use for the face or eyes


When use on the skin, it can firms and lifts the skin, reduces wrinkle. Improvement eyes circulation, shrink pores, and puffy eyes. Eliminate wrinkles, dark circles and bags under the eyes. Improve skin texture and eliminate sagging eyes. Rejuvenates the skin and improves eye contour.



4 RF Head: Suitable for 2–3 Energy

Use for the face and neck


Firm skin, enhance skin elasticity, facial wrinkle elimination, skin tightening and lifting, reduce face swelling, reduce redness, relieve eye fatigue, remove dark circles, And eye bags, improve skin quality.



6 RF Head: Suitable for 2–5 Energy

Use for the back and waist of Body, thighs and calves

Can tighten the waist, firm and help body shaping. Soften the muscles of the arms and thighs, give the whole body massage and tighten the arms and thighs.



Negative pressure massage Head

Body maintenance

Diversified level adjustment make your body to be care comfortably. Improve skin texture by promoting the regeneration of collagen and elasticity. Improve skin sagging caused by fat and skin aging. Help eliminate waste materials in the body and promote metabolism. Negative pressure massage function can promote fat cell volume reduction. Vacuum negative pressure massage can fully absorb various skin tissues between the multi-polar thermal melting radio frequency, so that the radio frequency energy can reach the deep skin tissue more effectively. At the same time, the adsorption of negative pressure promotes blood circulation and metabolism. Let the muscle tissue be fully relaxed and relieve the fatigue of the skin and muscle tissue.



80K Fat Burn Head

Use for the body Shaping


It can dissolve fat, detoxify lymph, tighten skin, enhance skin elasticity, reach fat layer directly, have the function of directional RF output, accelerate the movement of fat cells to generate heat energy, and discharge the excess fat and toxin in the face out of the body through sweat glands, liver intestine circulation and lymph circulation, so as to dissolve fat.



Laser Lipolysis

Use for the body Shaping

The Following information is provided for the correct utilization of IPL Skin treatment system. the Information includes not only the accident protection regulations the products comply with, but also the effective regarding proper use of the products.



Function of Different Head

1. Connect the hand piece to the corresponding jack and connect the power cord.
2. Press the power switch, the indicator light and LCD will be on.
3. Choose the function you need.
4. Touch the 80K button to display figure 2, adjust the required mode, working time, working intensity, press the “START” button, the 80K burn head starts to work, and other R.F head function selection methods are the same operation.
5. After using, press the “ ← ” button to return the interface shown in Figure 1, and then turn off the power button.



P1




P2

Using Guidance


Thigh

- (1) From bottom to top, push to groin to dredge lymph;
- (2) Turning anticlockwise from bottom to top can help break down fat;
- (3) Decompose greasy by pushing back and forth;
- (4) Pull down from the knee to the groin to improve the curve.




Hips

- (1) Pull to the waist in the direction of lymph;
- (2) Circle anticlockwise from bottom to top and move back and forth;
- (3) According to the muscle texture, it can slide and compact the buttock skin, making the buttock plump and firm, presenting the perfect curve.



Back

- (1) Push back and forth 2–3 times;
- (2) Circle anticlockwise to stimulate the lymph nodes;
- (3) On the back, turn anticlockwise and move up and down to help break down fat;
- (4) Using lymphatic drainage technique to pull toxin to lymph nodes can help improve back curve.




Arm

- (1) From the inner elbow to the armpit, do lymphatic drainage;
- (2) To stimulate lymph nodes in a circle;
- (3) Break down excess fat by turning it anticlockwise or pushing it back and forth;
- (4) Tighten skin from elbow to armpit.




Face


- (1) Evenly apply the product on the face, use the face RF head, operate from the bottom to the top to lift the face, make the skin in a tense state, it is recommended to use for 5 minutes;
- (2) Apply the product evenly to the face, use the RF head on the face, operate in the rection of the arrow, it is recommended to use it for 5–8 minutes.



Abdomen

- (1) Around the navel from small to large, clockwise circle to help large intestine peristalsis;
- (2) From the small circle to the large circle, push it anticlockwise.





Warm Tips for You

1. Do not use on your original and dry skin surface, it will burn your skin. Make sure you apply cream or oils to your skin then you can use.
2. When using, there must be an aqueous medium (essential oil/creams, etc.), otherwise it will damage to the machine. Do not use on the same part for too long, and avoid body parts with bones.
3. When using, there must be an aqueous medium (essential oil/creams, etc.), otherwise it will damage to the machine. Do not connect the power until probe is well installed.
4. The machine is not allowed to replace probe when in the charging state.
5. Please take off the metal jewelry when using the machine.
6. When the machine is used for 1 hour, please stop for 10 minutes to let the machine rest.
7. Make sure you turn off the power after using, and clean the probe keep good maintenance for next time use.
8. Please keep the probe clean every time, use a dry cloth to wipe it, do not use water to clean.
9. After using, clean you skin and apply hydrating mask or creams, oils after 10 minutes.

10. When using 80KHead, some people may experience tinnitus. This is normal because this sound wave exceeds the range of human sound waves.

Warranty & After Service

We Promise that all the machine are experiences a strict inspection by us to ensure the best quality. We will use our professional skills to deal with your problem.

Hope you can join us on this journey together.

If you have any question or other problems about our products, please feel free to contact us without hesitation. We always by your sides.

MACCHINA DI SLIMMING 80K

< Manuale d'uso >



Per utilizzare correttamente questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo correttamente.

Nome della parte



3 Testa RF



4 Testa RF



6 Testa RF



Massaggio a
pressione
negativa Testa



Testa
bruciagrassi 80K



Lipolisi
laser


Funzione di testa diversa

3 Testa RF: Adatto per 1–2 Energia

Uso per il viso o gli occhi

Quando viene utilizzato sulla pelle, può rassodare e sollevare la pelle, ridurre l'winkle.


Miglioramento della circolazione degli occhi, restringimento dei pori e occhi gonfi. Elimina rughe, occhiaie e borse sotto gli occhi. Migliora la struttura della pelle ed elimina gli occhi cadenti. Ringiovanisce la pelle e migliora il contorno occhi.



4 Testa RF: Adatto per 2–3 Energia

Uso per viso e collo


La pelle ferma, migliora l'elasticità della pelle, l'eliminazione delle rughe facciali, la pelle che stringe e solleva, riduce il gonfiore del viso, riduce il rossore, allevia l'affaticamento degli occhi, rimuova le occhiaie e le borse degli occhi, migliora la qualità della pelle.



Testa 6 RF: Adatto per energia 2–5

Uso per la schiena e la vita del corpo, cosce e polpacci

Può stringere la vita, rassodare e aiutare a modellare il corpo. Ammorbidire i muscoli delle braccia e delle cosce, massaggiare tutto il corpo e stringere braccia e cosce.




Massaggio a pressione negativa Testa

Manutenzione del corpo

La regolazione differenziata del livello rende il tuo corpo di essere curato comodamente.

Migliorare la consistenza della pelle promuovendo la rigenerazione del collagene e dell'elasticità. Migliorare la caduta della pelle causata dal grasso e dall'invecchiamento della pelle. Aiuta a eliminare i materiali di scarto nel corpo e

promuovere il metabolismo. La funzione di massaggio di pressione negativa può promuovere la riduzione del volume delle cellule adipose. Il massaggio a pressione negativa sotto vuoto può assorbire completamente i vari tessuti della pelle tra la radiofrequenza termica multipolare di fusione, in modo che l'energia di radiofrequenza possa raggiungere il tessuto profondo della pelle in modo più efficace. Allo stesso tempo, l'adsorbimento della pressione negativa favorisce la circolazione sanguigna e il metabolismo. Lascia che il tessuto muscolare sia completamente rilassato e allevia l'affaticamento della pelle e del tessuto muscolare.



Testa bruciagrassi 80K

Uso per il corpo Forma


Può sciogliere il grasso, disintossicare la linfa, stringere la pelle, migliorare l'elasticità della pelle, raggiungere direttamente lo strato grasso, avere la funzione di uscita RF direzionale, accelerare il movimento delle cellule grasse per generare energia termica e scaricare il grasso in eccesso e la tossina nel viso fuori dal corpo attraverso le ghiandole sudoripare, la circolazione intestinale del fegato e la circolazione linfatica, in modo da sciogliere il grasso.



Lipolisi laser

Uso per il corpo Forma

Le seguenti informazioni sono fornite per il corretto utilizzo del sistema di trattamento IPL Skin. Le informazioni includono non solo le norme di protezione contro gli incidenti che i prodotti rispettano, ma anche l'efficace per quanto riguarda l'uso corretto dei prodotti.



Funzione di testa diversa

1. Collegare il pezzo della mano al jack corrispondente e collegare il cavo di alimentazione.
2. Premere l'interruttore di alimentazione, la spia e LCD saranno accesi.
3. Choose la funzione di cui avete bisogno.
4. Toccare il pulsante 80K per visualizzare la figura 2, regolare la modalità richiesta, l'orario di lavoro, l'intensità di lavoro, premere il pulsante "START", la testa di masterizzazione 80K inizia a funzionare e altri metodi di selezione della funzione R.F sono la stessa operazione.
5. Dopo l'utilizzo, premere il pulsante "←" per restituire l'interfaccia mostrata in Figura 1, quindi spegnere il pulsante di accensione.



P1




P2

Uso della guida


Coscia

- (1) dal basso verso l'alto, spingere all'inguine per dragare linfa;
- (2) Girare in senso antiorario dal basso verso l'alto può aiutare a rompere il grasso;
- (3) Decomporre grasso spingendo avanti e indietro;
- (4) Tirare giù dal ginocchio all'inguine per migliorare la curva.




Hips

- (1) Tirare alla vita in direzione della linfa;
- (2) Cerchio antiorario dal basso verso l'alto e muoversi avanti e indietro;
- (3) Secondo la struttura muscolare, può far scorrere e compattare la pelle del gluteo, rendendo il gluteo corposo e sodo, presentando la curva perfetta.



Indietro

- (1) Spingere avanti e indietro 2–3 volte;
- (2) Cerchio in senso antiorario per stimolare i linfonodi;
- (3) sulla schiena, girare in senso antiorario e muoversi su e giù per aiutare a rompere il grasso;
- (4) Utilizzando la tecnica di drenaggio linfatico per tirare la tossina ai linfonodi può aiutare a migliorare la curva della schiena.



Braccio

- (1) dal gomito interno all'ascella, fare drenaggio linfatico;
- (2) Per stimolare i linfonodi in cerchio;
- (3) abbattere il grasso in eccesso girandolo in senso antiorario o spingendolo avanti e indietro;
- (4) Stringa la pelle dal gomito all'ascella.




Faccia


- (1) Applicare uniformemente il prodotto sul viso, utilizzare la testa RF del viso, operare dal basso verso l'alto per sollevare il viso, rendere la pelle in uno stato teso, si consiglia di usare per 5 minuti;
- (2) Applicare il prodotto uniformemente sul viso, utilizzare la testa RF sul viso, operare nella direzione della freccia, si consiglia di usarlo per 5-8 minuti.



Addome

- (1) Intorno all'ombelico da piccolo a grande, cerchio in senso orario per aiutare la peristalsi dell'intestino crasso;
- (2) Dal piccolo cerchio al grande cerchio, spingilo in senso antiorario.





Consigli caldi per te

1. Non utilizzare sulla superficie originale e secca della pelle, brucerà la pelle. Assicurati di applicare crema o oli sulla tua pelle, quindi puoi usare.
2. Quando si utilizza, ci deve essere un mezzo acquoso (olio essenziale / creme, ecc.), altrimenti danneggerà la macchina. Non utilizzare sulla stessa parte per troppo tempo ed evitare parti del corpo con ossa.
3. Quando si utilizza, ci deve essere un mezzo acquoso (olio essenziale / creme, ecc.), altrimenti danneggerà la macchina. Non collegare l'alimentazione finché la sonda non è ben installata.
4. La macchina non è autorizzata a sostituire la sonda quando è nello stato di carica.
5. Si prega di togliere i gioielli di metallo quando si utilizza la macchina.
6. Quando la macchina viene utilizzata per 1 ora, si prega di fermarsi per 10 minuti per lasciare riposare la macchina.
7. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione dopo l'uso e pulire la sonda mantenere una buona manutenzione per l'uso successivo.
8. Si prega di tenere la sonda pulita ogni volta, utilizzare un panno asciutto per pulire, non utilizzare acqua per pulire.

9. Dopo l'uso, pulire la pelle e applicare maschera idratante o creme, oli dopo 10 minuti.

10. Quando si utilizza 80KHead, alcune persone possono sperimentare tinnito. Questo è normale perché questa onda sonora supera la gamma delle onde sonore umane.

Garanzia e servizio post-assistenza

Promettiamo che tutta la macchina è sperimentata una rigorosa ispezione da parte nostra per garantire la migliore qualità. Useremo le nostre competenze professionali per affrontare il tuo problema.

Spero che possiate unirvi a noi in questo viaggio insieme.

Se avete domande o altri problemi sui nostri prodotti, non esitate a contattarci senza esitazione. Siamo sempre al tuo fianco.


Machine de fibre 80k

< Instructions d'utilisation >



Pour une utilisation correcte de ce produit,
veuillez lire attentivement le manuel et en prendre soin.

Nom du composant



3 tête RF



4 têtes RF



6 tête RF



Tête de massage
à pression négative



Tête de brûlure
de graisse 80k



Lipolyse
au laser


Fonctions des différentes têtes

3 tête RF: convient pour 1 – 2 énergie

Pour le visage ou les yeux

Lorsqu'il est appliqué sur la peau, il raffermir et tire la peau et réduit les rides.


Améliore la circulation oculaire, rétrécit les pores et les yeux gonflés. Élimine les rides, les cernes et les poches sous les yeux. Améliore la texture de la peau et élimine les yeux affaissés. Revitalise la peau et améliore le contour des yeux.



4 tête RF: convient pour 2 – 3 énergie

Pour le visage et le cou


Raffermit la peau, améliore l'élasticité de la peau, élimine les rides du visage, raffermir la peau de traction, réduit l'enflure du visage, réduit les rougeurs, soulage la fatigue oculaire, élimine les cernes et améliore la qualité de la peau.



6 tête RF: convient pour 2 – 5 énergie

Dos et taille, cuisses et mollets pour le corps

Peut serrer la taille, raffermir et aider à sculpter. Adoucir les muscles des bras et des cuisses, masser tout le corps et resserrer les bras et les cuisses.




Tête de massage à pression négative

Entretien du corps

Modulation de niveau diversifiée pour un soin confortable de votre corps. Améliore la texture de la peau en favorisant la régénération du collagène et de l'élasticité.

Améliore le relâchement de la peau causé par le vieillissement de la graisse et de la peau. Aide à éliminer les déchets du corps et stimule le métabolisme. La fonction de

massage à pression négative favorise la réduction du volume des cellules graisseuses. Le massage sous vide à pression négative peut absorber pleinement les différents tissus cutanés entre la fusion Multi – extrême de la chaleur RF, ce qui rend l'énergie RF plus efficace pour atteindre les tissus cutanés profonds. Dans le même temps, l'adsorption de la pression négative favorise la circulation sanguine et le métabolisme. Laissez les tissus musculaires se détendre pleinement et soulager la fatigue de la peau et des tissus musculaires.



Tête de brûlure de graisse 80k

Pour le body Shaping


Il dissout la graisse, détoxifie la lymphe, raffermi la peau, améliore l'élasticité de la peau, va directement à la couche adipeuse, a la fonction de sortie RF dirigée, accélère le Mouvement des cellules adipeuses pour produire de l'énergie thermique et élimine l'excès de graisse et de toxines du visage du corps par les glandes sudoripares, la circulation hépatique et intestinale et la circulation lymphatique, dissolvant ainsi la graisse.



Lipolyse au laser

Pour le body Shaping

Les informations suivantes sont utilisées pour l'utilisation correcte du système de traitement de la peau IPL. Ces informations comprennent non seulement les dispositions de protection contre les accidents auxquelles le produit est soumis, mais également l'efficacité de l'utilisation correcte du produit.



Fonctions des différentes têtes

1. Connectez la pièce à main à la prise correspondante, puis connectez le cordon d'alimentation.
2. Appuyez sur le commutateur d'alimentation, le voyant et l'écran LCD s'allument.
3. Sélectionnez les fonctionnalités dont vous avez besoin.
4. Appuyez sur le bouton 80k pour afficher la figure 2, Ajustez le mode souhaité, le temps de travail, l'intensité de travail, appuyez sur le bouton "start", la tête de combustion 80k commence à fonctionner, l'autre méthode de sélection de fonction de tête de combustion r.f est la même.
5. Après utilisation, appuyez sur le bouton "←" pour revenir à l'interface comme le montre la figure 1, puis éteignez le bouton d'alimentation.



P1




P2

Guide d'utilisation


Cuisses

- (1) de bas en haut, en poussant vers la lymphe débouchante inguinale;
- (2) rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de bas en haut peut aider à décomposer la graisse;
- (3) décomposer le gras en poussant d'avant en arrière;
- (4) tirez vers le bas du genou à l'aîne pour améliorer la courbe.




Les hanches

- (1) tirer dans la direction lymphatique vers la taille;
- (2) rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de bas en haut, mouvement d'avant en arrière;
- (3) selon la texture musculaire, faites glisser la peau de la hanche ferme pour que la hanche soit repulpée et ferme et présente une courbe parfaite.



[< retour](#)

- (1) Pousser avant et arrière 2 – 3 fois;
- (2) rotation dans le sens antihoraire pour stimuler les ganglions lymphatiques;
- (3) le dos tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, se déplace de haut en bas, aide à décomposer la graisse;
- (4) l'utilisation de la technique de drainage lymphatique pour drainer les toxines vers les ganglions lymphatiques peut aider à améliorer la courbe du dos.



Bras

- (1) de l'intérieur du coude à l'aisselle, faire le drainage lymphatique;
- (2) Stimuler les ganglions lymphatiques pour former un cercle;
- (3) décomposer l'excès de graisse en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou en poussant vers l'avant et vers l'arrière;
- (4) serrer la peau des coudes aux aisselles.




Face à face


- (1) appliquez le produit uniformément sur le visage, utilisez la tête RF du visage, travaillez de bas en haut, tirez le visage, laissez la peau dans un état de tension, il est recommandé de l'utiliser pendant 5 minutes;
- (2) appliquez le produit uniformément sur le visage, utilisez la tête RF sur le visage, utilisez la direction de la flèche, il est recommandé d'utiliser 5 – 8 minutes.



L'abdomen

- (1) autour du nombril est petit à grand, enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre pour aider le péristaltisme du gros intestin;
- (2) de petit à grand cercle, pousser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.





Conseils chaleureux

1. Ne pas utiliser sur la surface de la peau autrement sèche, sinon vous brûlerez la peau. Assurez – vous d’appliquer de la crème ou de l’huile sur votre peau avant de pouvoir l’utiliser.
2. Lors de l’utilisation, il doit y avoir des médias aqueux (huiles essentielles / crèmes, etc.), sinon cela endommagera la machine. Ne l’utilisez pas trop longtemps sur la même zone et évitez d’avoir des os sur les parties du corps.
3. Lors de l’utilisation, il doit y avoir des médias aqueux (huiles essentielles / crèmes, etc.), sinon la machine sera endommagée. Ne connectez pas l’alimentation jusqu’à ce que la sonde soit installée.
4. La machine ne permet pas le remplacement de la sonde dans l’état de charge.
5. Veuillez enlever les bijoux en métal lorsque vous utilisez la machine.
6. Lorsque la machine est utilisée pendant 1 heure, s’il vous plaît arrêter 10 minutes et laisser la machine se reposer.
7. S’il vous plaît assurez – vous d’éteindre l’alimentation après l’utilisation, et nettoyer la sonde, faire des travaux d’entretien pour la prochaine utilisation.
8. S’il vous plaît garder la sonde propre à chaque fois, essuyer avec un chiffon sec, ne pas laver avec de l’eau.

9. Après l'application, nettoyez votre peau et appliquez un masque hydratant ou une crème, une huile après 10 minutes.

10. Certaines personnes peuvent avoir des acouphènes lors de l'utilisation de 80khead. C'est normal parce que ces ondes sonores dépassent la portée des ondes sonores humaines.

Garantie et service après – vente

Nous promettons que toutes les machines sont soumises à notre inspection stricte pour assurer la meilleure qualité. Nous appliquerons notre expertise pour traiter vos problèmes.

J'espère que vous ferez ce voyage avec nous.

Si vous avez des questions ou d'autres problèmes avec nos produits, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours là pour vous.

80K SCHLAMMMASCHINE

< Bedienungsanleitung >



Um dieses Produkt richtig zu verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es richtig auf.

Bauteilname



3 RF Kopf



4 RF Kopf



6 RF Kopf



Unterdruckmassage Kopf



80K Fat Burn Head




Laserlipolyse

Funktion des unterschiedlichen Kopfes

Kopf 3 RF: Geeignet für 1–2 Energie

Anwendung für Gesicht oder Augen


Bei Anwendung auf der Haut kann es die Haut straffen und anheben, reduziert Augenzwinkern. Verbessert die Durchblutung der Augen, schrumpft Poren und geschwollene Augen. Beseitigen Sie Falten, dunkle Ringe und Taschen unter den Augen. Verbessern Sie die Hautstruktur und beseitigen Sie schlaffe Augen. Verjüngt die Haut und verbessert die Augenkontur.



4 RF Kopf: Geeignet für 2–3 Energie

Anwendung für Gesicht und Hals


Feste Haut, verbessern Hautelastizität, Beseitigung von Gesichtsfalten, Hautstraffung und –anhebung, reduzieren Gesichtsschwellungen, reduzieren Rötungen, lindern Augenermüdung, entfernen dunkle Ringe und Augenbeutel, verbessern Hautqualität.



Kopf 6 RF: Geeignet für 2–5 Energie

Anwendung für Rücken und Taille von Körper, Oberschenkeln und Waden


Kann die Taille straffen, festigen und Körperformung helfen. Weichen Sie die Muskeln der Arme und Oberschenkel, massieren Sie den ganzen Körper und straffen Sie die Arme und Oberschenkel.



Unterdruckmassage Kopf

Körperpflege


Diversifizierte Niveauregulierung sorgen dafür, dass Ihr Körper komfortabel gepflegt wird. Verbessern Sie die Hautstruktur, indem Sie die Regeneration von Kollagen und Elastizität fördern. Verbessern Sie die schlanke Haut, die durch Fett und Hautalterung verursacht wird. Helfen Sie, Abfallstoffe im Körper zu beseitigen und den Stoffwechsel zu fördern. Die Unterdruckmassage-Funktion kann die Reduzierung des Fettzellvolumens fördern. Vakuum-Unterdruckmassage kann verschiedene Hautgewebe zwischen der multipolaren thermischen Schmelzradiofrequenz vollständig absorbieren, so dass die Hochfrequenzenergie das tiefe Hautgewebe effektiver erreichen kann. Gleichzeitig fördert die Adsorption von Unterdruck die Durchblutung und den Stoffwechsel. Lassen Sie das Muskelgewebe vollständig entspannen und entlasten Sie die Ermüdung der Haut und des Muskelgewebes.



80K Fat Burn Head

Verwendung für den Körper Shaping


Es kann Fett auflösen, Lymphe entgiften, Haut straffen, Hautelastizität erhöhen, Fettschicht direkt erreichen, die Funktion der gerichteten RF-Ausgabe haben, die Bewegung von Fettzellen beschleunigen, Wärmeenergie zu erzeugen, und das überschüssige Fett und Gift im Gesicht aus dem Körper durch Schweißdrüsen, Leberdarmzirkulation und Lymphzirkulation entladen, um Fett aufzulösen.



Laserlipolyse

Verwendung für den Körper Shaping

Die folgenden Informationen werden für die korrekte Anwendung des IPL Hautbehandlungssystems bereitgestellt. Die Informationen umfassen nicht nur die Unfallschutzvorschriften, die die Produkte erfüllen, sondern auch die Wirksamkeit hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwendung der Produkte.



Funktion des unterschiedlichen Kopfes

1. Schließen Sie das Handstück an die entsprechende Buchse an und schließen Sie das Netzkabel an.
2. Drücken Sie den Netzschalter, die Kontrollleuchte und das LCD leuchten.
3. Wählen Sie die Funktion, die Sie benötigen.
4. Berühren Sie die 80K-Taste, um Abbildung 2 anzuzeigen, stellen Sie den erforderlichen Modus, die Arbeitszeit, die Arbeitsintensität ein, drücken Sie die “START”-Taste, der 80K-Brennkopf beginnt zu arbeiten, und andere R.F-Kopffunktionsauswahlmethoden sind der gleiche Vorgang.
5. Drücken Sie nach der Verwendung die Taste “”, um die in Abbildung 1 angezeigte Schnittstelle zurückzugeben, und schalten Sie dann die Ein-/Aus-Taste aus.



P1




P2

Verwendung von Leitlinien


Oberschenkel

- (1) Von unten nach oben, drücken Sie zur Leiste, um Lymphe auszubaggern;
- (2) Drehen gegen den Uhrzeigersinn von unten nach oben kann helfen, Fett abzubauen;
- (3) Fettig abbauen, indem man hin und her drückt;
- (4) Ziehen Sie vom Knie zur Leiste, um die Kurve zu verbessern.




Hüften

- (1) Ziehen Sie zur Taille in Richtung Lymphe;
- (2) Kreisen Sie gegen den Uhrzeigersinn von unten nach oben und bewegen Sie sich hin und her;
- (3) Entsprechend der Muskelbeschaffenheit kann es die Gesäßhaut gleiten und verdichten, wodurch das Gesäß prall und fest wird und die perfekte Kurve präsentiert wird.



Zurück

- (1) 2–3 Mal hin und her drücken;
- (2) Kreise gegen den Uhrzeigersinn, um die Lymphknoten zu stimulieren;
- (3) Drehen Sie sich auf dem Rücken gegen den Uhrzeigersinn und bewegen Sie sich auf und ab, um Fett abzubauen;
- (4) Die Verwendung von Lymphdrainagetechnik, um Toxin zu Lymphknoten zu ziehen, kann helfen, die Rückenkurve zu verbessern.



Arm

- (1) Vom inneren Ellbogen bis zur Achselhöhle Lymphdrainage durchführen;
- (2) Lymphknoten im Kreis zu stimulieren;
- (3) Brechen Sie überschüssiges Fett ab, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen oder hin und her drücken;
- (4) Spannen Sie die Haut vom Ellbogen bis zur Achselhöhle.



Gesicht

(1) Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf das Gesicht auf, verwenden Sie den Gesicht RF Kopf, arbeiten Sie von unten nach oben, um das Gesicht anzuheben, machen Sie die Haut in einem angespannten Zustand, es wird empfohlen, für fünf Minuten zu verwenden;


(2) Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf das Gesicht auf, verwenden Sie den RF-Kopf auf dem Gesicht, arbeiten Sie in der Richtung des Pfeils, es wird empfohlen, es für 5–8 Minuten zu verwenden.




Bauch


(1) Rund um den Nabel von klein nach groß, im Uhrzeigersinn, um die Dickdarmperistaltik zu unterstützen;

(2) Vom kleinen zum großen Kreis drücken Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.







Oberarm



Unterbauch/
Rückseite/Seiten




Kalb



Oberschenkel



Oberschenkel



Oberschenkel

Warme Tipps für Sie

1. Verwenden Sie nicht auf Ihrer ursprünglichen und trockenen Hautoberfläche, es wird Ihre Haut verbrennen. Stelle sicher, dass du Creme oder Öle auf deine Haut aufträgst, dann kannst du sie verwenden.
2. Bei Verwendung muss es ein wässriges Medium (ätherisches Öl/Cremes usw.) geben, sonst beschädigt es die Maschine nicht zu lange auf demselben Teil und vermeiden Körperteile mit Knochen.
3. Bei der Verwendung muss ein wässriges Medium vorhanden sein (ätherisches Öl/Cremes usw.), sonst beschädigt es die Maschine. Schließen Sie die Stromversorgung erst an, wenn die Sonde gut installiert ist.
4. Die Maschine darf die Sonde nicht ersetzen, wenn sie sich im Ladezustand befindet.
5. Bitte nehmen Sie den Metallschmuck ab, wenn Sie die Maschine verwenden.
6. Wenn die Maschine für eine Stunde verwendet wird, halten Sie bitte für zehn Minuten an, um die Maschine ruhen zu lassen.
7. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung nach dem Gebrauch ausschalten, und reinigen Sie die Sonde, halten Sie eine gute Wartung für den nächsten Gebrauch.

8. Bitte halten Sie die Sonde jedes Mal sauber, verwenden Sie ein trockenes Tuch, um sie zu wischen, verwenden Sie kein Wasser zu reinigen.

9. Nach der Anwendung reinigen Sie Ihre Haut und tragen Sie feuchtigkeitsspendende Maske oder Cremes, Öle nach zehn Minuten auf.

10. Wenn Sie 80KHead verwenden, können einige Menschen Tinnitus erleben. Dies ist normal, weil diese Schallwelle den Bereich menschlicher Schallwellen überschreitet.

Garantie

Wir versprechen, dass alle Maschinen eine strenge Inspektion durch uns erfahren, um die beste Qualität sicherzustellen. Wir setzen unsere fachlichen Fähigkeiten ein, um Ihr Problem zu lösen.

Ich hoffe, Sie können uns auf dieser Reise gemeinsam begleiten.

Wenn Sie Fragen oder andere Probleme zu unseren Produkten haben, zögern Sie nicht, uns ohne zu zögern zu kontaktieren. Wir sind immer an Ihrer Seite.

