


40K SLIMMING MACHINE

< Instruction Manual >



In order to use this product correctly, please read the manual carefully and keep it properly.

Part name



Triolar
RF Head



Quadrupolar
RF Head



Vacuum Head




40K
Cavitation Head

Function of Different Head

Tripolar RF Head: Recommend level 1–2

Used for small areas, like eye area, face area

When used on the skin, it can firm and lift the skin, reduce wrinkles; improve eye circulation, shrink pores, and reduce puffiness; eliminate wrinkles, dark circles, and under-eye bags; enhances skin texture and eliminates sagging around the eyes; rejuvenate the skin and enhances eye contour.



When using, select Tripolar RF Head and enter the function panel.

Time: Default duration is set to 30 minutes, but it can be adjusted within a range of 0 to 60 minutes. If set to 0, the head will cease operation.

Energy: Higher the level, higher the energy.

There are 10 levels adjustable.

Press “START” to start the operation. Press the “PAUSE” to pause the operation. After use, press “EXIT” to back to

homepage.

MODE A: the red light flashes constantly

MODE B: the red light flashes at a frequency of 1 second intervals


MODE C: the red light flashes at a frequency of 2 second intervals

MODE D: the red light flashes at a frequency of 3 second intervals

Quadrupolar RF Head:Recommend level 2-3

Used for large area, like body area, arms, tummy, thigh

It helps firm the skin, enhance skin elasticity, eliminate facial wrinkles, tighten and lift the skin, reduce facial swelling and redness, relieve eye fatigue, remove dark circles and eye bags, and overall improve skin appearance.



When using, select Quadrupolar RF Head and enter the function panel.

Time: Default duration is set to 30 minutes, but it can be adjusted within a range of 0 to 60 minutes. If set to 0, the head will cease operation.

Energy: Higher the level, higher the energy.

There are 10 levels adjustable.

Press “START” to start the operation. Press the “PAUSE” to pause the operation. After use, press “EXIT” to back to homepage.

MODE A: the red light flashes constantly

MODE B: the red light flashes at a frequency of 1 second intervals

MODE C: the red light flashes at a frequency of 2 second intervals

MODE D: the red light flashes at a frequency of 3 second intervals

40k cavitation head

Used for body shaping, not face

It effectively dissolves fat, detoxifies lymph, tightens skin, enhances skin elasticity, and targets the fat layer directly. By stimulating sweat glands, liver intestine circulation, and lymph circulation, it efficiently eliminates excess fat and toxins from the body.



When using, select select 40k cavitation head and enter the function panel.

Time: Default duration is set to 30 minutes, but it can be adjusted within a range of 0 to 60 minutes. If set to 0, the head will cease operation.

Energy: Higher the level, higher the energy.

There are 10 levels adjustable.

Press “START” to start the operation. Press the “PAUSE” to pause the operation. After use, press “EXIT” to back to homepage.

MODE A: continuous vibration

MODE B: stopping for 1 second per vibration

MODE C: stopping for 2 seconds per vibration

MODE D: stopping for 3 seconds per vibration

Vacuum Head

Body maintenance

The diversified level adjustment ensures comfortable care for your body, while promoting collagen regeneration and elasticity to improve skin texture. It also addresses skin sagging caused by fat and aging, aids in waste elimination and metabolism promotion. The negative pressure massage function effectively reduces fat cell volume, allowing the multi-polar thermal melting radio frequency to penetrate deep into the skin tissue more efficiently. Simultaneously, the suction of negative pressure enhances blood circulation and metabolism, providing full relaxation for muscle tissue and relieving fatigue in both the skin and muscles.



Please make sure filter plugged in, otherwise no suction.

Twist the button to adjust vacuum intensity, default intensity is the maximum value. Twist the button counterclockwise to decrease the vacuum intensity. Twist the button clockwise to increase the vacuum intensity.

When using, select select vacuum head and enter the function panel.

Time: Default duration is set to 30 minutes, but it can be adjusted within a range of 0 to 60 minutes. If set to 0, the head will cease operation.

Energy: Adjust the energy level of RF.

Higher the level, higher the energy.

There are 10 levels adjustable.


(Please do not set suction time and release time same, it will not have suction)

Press “START” to start the operation. Press the “PAUSE” to pause the operation. After use, press “EXIT” to back to homepage.

Using Guidance


Thigh

- (1) From bottom to top, push to groin to dredge lymph;
- (2) Turning anticlockwise from bottom to top can help break down fat;
- (3) Decompose greasy by pushing back and forth;
- (4) Pull down from the knee to the groin to improve the curve.




Hips

- (1) Pull to the waist in the direction of lymph;
- (2) Circle anticlockwise from bottom to top and move back and forth;
- (3) According to the muscle texture, it can slide and compact the buttock skin, making the buttock plump and firm, presenting the perfect curve.




Back

- (1) Push back and forth 2–3 times;
- (2) Circle anticlockwise to stimulate the lymph nodes;
- (3) On the back, turn anticlockwise and move up and down to help break down fat;
- (4) Using lymphatic drainage technique to pull toxin to lymph nodes can help improve back curve.



Arm

- (1) From the inner elbow to the armpit, do lymphatic drainage;
- (2) To stimulate lymph nodes in a circle;
- (3) Break down excess fat by turning it anticlockwise or pushing it back and forth;
- (4) Tighten skin from elbow to armpit.




Abdomen

- (1) Around the navel from small to large, clockwise circle to help large intestine peristalsis;
- (2) From the small circle to the large circle, push it anticlockwise.



Face

- (1) Evenly apply the product on the face, use the face RF head, operate from the bottom to the top to lift the face, make the skin in a tense state, it is recommended to use for 5 minutes;
- (2) Apply the product evenly to the face, use the RF head on the face, operate in the direction of the arrow, it is recommended to use it for 5–8 minutes.



Warm Tips for You

1. Do not use on your original and dry skin surface, it will burn your skin. Make sure you apply cream or oils to your skin then you can use.
2. When using, there must be an aqueous medium (essential oil/creams, etc.), otherwise it will damage to the machine Do not use on the same part for too long, and avoid body parts with bones.
3. When using, there must be an aqueous medium (essential oil/creams, etc.), otherwise it will damage to the machine. Do not connect the power until probe is well installed.
4. The machine is not allowed to replace probe when in the charging state.
5. Please take off the metal jewelry when using the machine.
6. When the machine is used for 1 hour, please stop for 10 minutes to let the machine rest.
7. Make sure you turn off the power after using, and clean the probe keep good maintenance for next time use.
8. Please keep the probe clean every time, use a dry cloth to wipe it, do not use water to clean.
9. After using, clean you skin and apply hydrating mask or creams, oils after 10 minutes.
10. When using 80KHead, some people may experience tinnitus. This is normal because this sound wave exceeds the range of human sound waves.

Safety Attentions

- Don't use on the skin area with surgery wound, scars wound.
- Don't use on the dermatology parts, eczema, and other sensitive skin.
- People who have hearing aids, heart pacemakers and heart machine.
- People who are minors, pregnant are prohibited to use.
- People who have heart disease, hypertension, coronary heart disease, diabetes, skin cancer, thyroid, malignancy, current sensitive group are prohibited to use.
- People who have infections of the skin, skin burns, anti-clotting disorders, skin bleeding, or skin allergies are prohibited to use.
- People with metal or silicone inside the body cannot use.

40K SCHLAMMMASCHINE

<Bedienungsanleitung>



Um dieses Produkt richtig zu verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie es richtig auf.

Bauteilname



Tripolarer
HF-Kopf



Quadrupolarer
HF-Kopf



Vakuumpopf




40K
Kavitationskopf

Funktion des unterschiedlichen Kopfes

Tripolar RF Kopf:Empfehlen Niveau 1–2

Verwendet für kleine Bereiche, wie Augenbereich, Gesichtsbereich

Wenn es auf der Haut verwendet wird, kann es die Haut festigen und anheben, Falten reduzieren; Verbesserung der Augenzirkulation, Schrumpfung der Poren und Reduzierung von Schwellungen; Falten, dunkle Ringe und Beuteln unter den Augen zu beseitigen; Verbessert die Hautstruktur und beseitigt Erschlaffung um die Augen; Verjüngt die Haut und verbessert die Augenkontur.



Wählen Sie bei Verwendung Tripolar HF Head und öffnen Sie das Funktionsfeld. Zeit: Standarddauer ist auf 30 Minuten eingestellt, kann aber innerhalb eines Bereichs von 0 bis 60 Minuten angepasst werden. Wenn auf 0 gesetzt, wird der Kopf den Betrieb einstellen. Energie: Höher das Niveau, höher die Energie. Es gibt zehn Ebenen einstellbar. Drücken Sie "START", um den Vorgang zu starten. Drücken Sie die Taste "PAUSE", um den Vorgang anzuhalten. Drücken Sie nach Gebrauch "EXIT", um zur Startseite zurückzukehren.

MODE A: Das rote Licht blinkt ständig

MODE B: Das rote Licht blinkt mit einer Frequenz von 1–Sekunden–

Intervallen


MODE C: Das rote Licht blinkt mit einer Frequenz von 2–Sekunden-Intervallen

MODE D: Das rote Licht blinkt mit einer Frequenz von 3–Sekunden-Intervallen

Quadrupolar RF Kopf:Empfehlen Niveau 2–3

Verwendet für große Fläche, wie Körperbereich, Arme, Bauch, Oberschenkel

Es hilft, die Haut zu straffen, die Hautelastizität zu verbessern, Gesichtsfalten zu beseitigen, die Haut zu straffen und anzuheben, Gesichtsschwellungen und Rötungen zu reduzieren, Augenermüdung zu lindern, dunkle Ringe und Augenbeutel zu entfernen und das Hautbild insgesamt zu verbessern.



Wählen Sie bei Verwendung Quadrupolar HF Head aus und öffnen Sie das Funktionsfeld. Zeit: Standarddauer ist auf 30 Minuten eingestellt, kann aber innerhalb eines Bereichs von 0 bis 60 Minuten angepasst werden. Wenn auf 0 gesetzt, wird der Kopf den Betrieb einstellen. Energie: Höher das Niveau, höher die Energie. Es gibt zehn Ebenen einstellbar. Drücken Sie "START", um den Vorgang zu starten. Drücken Sie die Taste "PAUSE", um den Vorgang anzuhalten. Drücken

Sie nach Gebrauch "EXIT", um zur Startseite zurückzukehren.

MODE A: Das rote Licht blinkt ständig

MODE B: Das rote Licht blinkt mit einer Frequenz von 1-Sekunden-Intervallen

MODE C: Das rote Licht blinkt mit einer Frequenz von 2-Sekunden-Intervallen

MODE D: Das rote Licht blinkt mit einer Frequenz von 3-Sekunden-Intervallen

40k Kavitationskopf

Verwendet zur Körperformung, nicht zum Gesicht

Es löst effektiv Fett, entgiftet Lymphe, strafft die Haut, verbessert die Hautelastizität und zielt direkt auf die Fettschicht. Durch die Stimulation von Schweißdrüsen, Leberdarmzirkulation und Lymphzirkulation beseitigt es effizient überschüssiges Fett und Giftstoffe aus dem Körper.



Wählen Sie bei Verwendung 40k Kavitationskopf aus und betreten Sie das Funktionsfeld. Zeit: Standarddauer ist auf 30 Minuten eingestellt, kann aber innerhalb eines Bereichs von 0 bis 60 Minuten angepasst werden. Wenn auf 0 gesetzt, wird der Kopf den Betrieb einstellen. Energie: Höher das Niveau, höher die Energie. Es gibt zehn Ebenen einstellbar. Drücken Sie "START", um den Vorgang zu starten. Drücken Sie die Taste "PAUSE", um den Vorgang anzuhalten. Drücken Sie nach Gebrauch "EXIT", um zur Startseite zurückzukehren.

MODE A: Dauerschwingungen

MODE B: Stoppen für eine Sekunde pro Vibration

MODE C: Stoppen für zwei Sekunden pro Vibration

MODE D: Stoppen für drei Sekunden pro Vibration

Vakuumpopf

Körperpflege

Die abwechslungsreiche Niveauregulierung sorgt für eine angenehme Körperpflege und fördert die Kollagenregeneration und Elastizität zur Verbesserung der Hautstruktur. Es bekämpft auch Hauterschläffung durch Fett und Alterung, hilft bei der Abfallbeseitigung und Stoffwechselförderung. Die Unterdruckmassage-Funktion reduziert effektiv das Fettzellenvolumen, so dass die multipolare thermische Schmelzradiofrequenz tiefer in das Hautgewebe eindringt. Gleichzeitig verbessert die Absaugung des Unterdrucks die Durchblutung und den Stoffwechsel, sorgt für eine vollständige Entspannung des Muskelgewebes und lindert Ermüdung sowohl der Haut als auch der Muskeln.




Bitte stellen Sie sicher, dass der Filter eingesteckt ist, sonst kein Saugen. Drehen Sie die Taste, um die Vakuuminintensität einzustellen, Standardintensität ist der Maximalwert. Drehen Sie die Taste gegen den Uhrzeigersinn, um die Vakuuminintensität zu verringern. Drehen Sie die Taste im Uhrzeigersinn, um die Vakuuminintensität zu erhöhen. Wählen Sie bei Verwendung Vakuumpkopf auswählen und gehen Sie in das Funktionsfeld. Zeit: Standarddauer ist auf 30 Minuten eingestellt, kann aber innerhalb eines Bereichs von 0 bis 60 Minuten angepasst werden. Wenn auf 0 gesetzt, wird der Kopf den Betrieb einstellen. Energie: Stellen Sie den Energiepegel von RF ein. Höher die Ebene, höher die Energie. Es gibt zehn Ebenen einstellbar. (Bitte stellen Sie nicht Saugzeit und Freigabezeit gleich ein, es wird keine Saugzeit haben) Drücken Sie "START", um den Vorgang zu starten. Drücken Sie die Taste "PAUSE", um den Vorgang anzuhalten. Drücken Sie nach Gebrauch "EXIT", um zur Startseite zurückzukehren.

Verwendung von Leitlinien


Oberschenkel

- (1) Von unten nach oben, drücken Sie zur Leiste, um Lymphe auszubaggern;
- (2) Drehen gegen den Uhrzeigersinn von unten nach oben kann helfen, Fett abzubauen;
- (3) Fettig abbauen, indem man hin und her drückt;
- (4) Ziehen Sie vom Knie zur Leiste, um die Kurve zu verbessern.




Hüften

- (1) Ziehen Sie zur Taille in Richtung Lymphe;
- (2) Kreisen Sie gegen den Uhrzeigersinn von unten nach oben und bewegen Sie sich hin und her;
- (3) Entsprechend der Muskelbeschaffenheit kann es die Gesäßhaut gleiten und verdichten, wodurch das Gesäß prall und fest wird und die perfekte Kurve präsentiert wird.




Zurück

- (1) 2–3 Mal hin und her drücken;
- (2) Kreise gegen den Uhrzeigersinn, um die Lymphknoten zu stimulieren;
- (3) Drehen Sie sich auf dem Rücken gegen den Uhrzeigersinn und bewegen Sie sich auf und ab, um Fett abzubauen;
- (4) Die Verwendung von Lymphdrainagetechnik, um Toxin zu Lymphknoten zu ziehen, kann helfen, die Rückenkurve zu verbessern.



Arm

- (1) Vom inneren Ellbogen bis zur Achselhöhle Lymphdrainage durchführen;
- (2) Lymphknoten im Kreis zu stimulieren;
- (3) Brechen Sie überschüssiges Fett ab, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen oder hin und her drücken;
- (4) Spannen Sie die Haut vom Ellbogen bis zur Achselhöhle.




Bauch

- (1) Rund um den Nabel von klein nach groß, im Uhrzeigersinn, um die Dickdarmperistaltik zu unterstützen;
- (2) Vom kleinen zum großen Kreis drücken Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.



Gesicht

- (1) Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf das Gesicht auf, verwenden Sie den Gesicht RF Kopf, arbeiten Sie von unten nach oben, um das Gesicht anzuheben, machen Sie die Haut in einem angespannten Zustand, es wird empfohlen, für fünf Minuten zu verwenden;
- (2) Tragen Sie das Produkt gleichmäßig auf das Gesicht auf, verwenden Sie den RF-Kopf auf dem Gesicht, arbeiten Sie in Richtung des Pfeils, es wird empfohlen, es für 5–8 Minuten zu verwenden.



Warme Tipps für Sie

1. Verwenden Sie nicht auf Ihrer ursprünglichen und trockenen Hautoberfläche, es wird Ihre Haut verbrennen. Stelle sicher, dass du Creme oder Öle auf deine Haut aufträgst, dann kannst du sie verwenden.
2. Bei Verwendung muss es ein wässriges Medium (ätherisches Öl/Cremes usw.) geben, sonst beschädigt es die Maschine nicht zu lange auf demselben Teil und vermeiden Körperteile mit Knochen.
3. Bei der Verwendung muss ein wässriges Medium vorhanden sein (ätherisches Öl/Cremes usw.), sonst beschädigt es die Maschine. Schließen Sie die Stromversorgung erst an, wenn die Sonde gut installiert ist.
4. Die Maschine darf die Sonde nicht ersetzen, wenn sie sich im Ladezustand befindet.
5. Bitte nehmen Sie den Metallschmuck ab, wenn Sie die Maschine verwenden.
6. Wenn die Maschine für eine Stunde verwendet wird, halten Sie bitte für zehn Minuten an, um die Maschine ruhen zu lassen.
7. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung nach dem Gebrauch ausschalten, und reinigen Sie die Sonde, halten Sie eine gute Wartung für den nächsten Gebrauch.
8. Bitte halten Sie die Sonde jedes Mal sauber, verwenden Sie ein trockenes Tuch, um sie zu wischen, verwenden Sie kein Wasser zu reinigen.
9. Nach der Anwendung reinigen Sie Ihre Haut und tragen Sie feuchtigkeitsspendende Maske oder Cremes, Öle nach zehn Minuten auf.
10. Wenn Sie 80KHead verwenden, können einige Menschen Tinnitus erleben. Dies ist normal, weil diese Schallwelle den Bereich menschlicher Schallwellen überschreitet.

Sicherheitsvorkehrungen

- Nicht auf der Haut mit Operationswunde, Narben Wunde verwenden.
- Nicht auf die dermatologischen Teile, Ekzeme und andere empfindliche Haut anwenden.
- Menschen, die Hörgeräte, Herzschrittmacher und Herzgerät haben.
- Personen, die minderjährig sind, schwanger sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Menschen, die Herzkrankheit, Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit, Diabetes, Hautkrebs, Schilddrüse, Malignom, aktuelle empfindliche Gruppe haben, sind verboten zu verwenden.
- Personen mit Hautinfektionen, Hautverbrennungen, Gerinnungsstörungen, Hautblutungen oder Hautallergien sind verboten.
- Menschen mit Metall oder Silikon im Körper können es nicht verwenden.

Made in China

Machine de fibre 40k

< Instructions d'utilisation >



Pour une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement le manuel et en prendre soin.

Nom du composant



Tête RF tripolaire



Tête radiofréquence quadripolaire



Tête de vide




Tête de cavitation 40k

Fonctions des différentes têtes

Tête RF tripolaire: niveaux recommandés 1 – 2

Pour les petites zones telles que la zone des yeux, la zone du visage

Utilisé sur la peau, il peut raffermir et tirer la peau, réduire les rides; Améliore la circulation oculaire, rétrécit les pores et réduit les poches; Élimine les rides, les cernes et les poches sous les yeux; Améliore la texture de la peau et élimine l'affaissement des yeux; Revitalise la peau et rehausse le contour des yeux.



Lorsque vous l'utilisez, sélectionnez tripolar RF Head et accédez au panneau des fonctions. Durée: la durée par défaut est définie sur 30 minutes, mais peut être ajustée entre 0 et 60 minutes. Si elle est définie sur 0, la tête cesse de fonctionner. Énergie: plus le niveau est élevé, plus l'énergie est élevée. Il y a 10 niveaux réglables. Appuyez sur "start" (démarrer) pour commencer l'opération. Appuyez sur pause pour suspendre l'opération. Lorsque vous avez terminé d'utiliser, appuyez sur la touche "quitter" pour revenir à la page d'accueil.

Mode A: le voyant rouge clignote constamment

Mode B: le voyant rouge clignote à une fréquence de 1 seconde


Mode C: le voyant rouge clignote à une fréquence de 2 secondes

Mode D: le voyant rouge clignote à une fréquence de 3 secondes

Tête RF quadripolaire: niveau 2 – 3 recommandé

Convient pour les grandes zones telles que les parties du corps, les bras, l'abdomen, les cuisses

Il aide à raffermir la peau, améliore l'élasticité de la peau, élimine les rides du visage, raffermi la peau de traction, réduit les rougeurs du visage, soulage la fatigue oculaire, élimine les cernes et les poches sous les yeux et améliore globalement l'apparence de la peau.



Lorsque vous l'utilisez, sélectionnez quadripolar RF Head et accédez au panneau des fonctionnalités. Durée: la durée par défaut est définie sur 30 minutes, mais peut être ajustée entre 0 et 60 minutes. Si elle est définie sur 0, la tête cesse de fonctionner. Énergie: plus le niveau est élevé, plus l'énergie est élevée. Il y a 10 niveaux réglables. Appuyez sur

“start” (démarrer) pour commencer l’opération. Appuyez sur pause pour suspendre l’opération. Lorsque vous avez terminé d’utiliser, appuyez sur la touche “quitter” pour revenir à la page d’accueil.

Mode A: le voyant rouge clignote constamment

Mode B: le voyant rouge clignote à une fréquence de 1 seconde

Mode C: le voyant rouge clignote à une fréquence de 2 secondes

Mode D: le voyant rouge clignote à une fréquence de 3 secondes

40k cavitation tête d'eau

Pour la mise en forme, pas pour le visage

Il dissout efficacement les graisses, détoxifie la lymphe, raffermi la peau, renforce l'élasticité de la peau et cible directement la couche adipeuse. En stimulant les glandes sudoripares, la circulation hépatique et intestinale et la circulation lymphatique, il élimine efficacement l'excès de graisse et de toxines du corps.



Lors de l'utilisation, sélectionnez sélectionner la tête de cavitation 40k pour accéder au panneau des fonctions. Durée: la durée par défaut est définie sur 30 minutes, mais peut être ajustée entre 0 et 60 minutes. Si elle est définie sur 0, la tête cesse de fonctionner. Énergie: plus le niveau est élevé, plus l'énergie est élevée. Il y a 10 niveaux réglables. Appuyez sur "start" (démarrer) pour commencer l'opération. Appuyez sur pause pour suspendre l'opération. Lorsque vous avez terminé d'utiliser, appuyez sur la touche "quitter" pour revenir à la page d'accueil.

Mode A: Vibration continue

Mode B: 1 seconde à chaque arrêt de vibration

Mode C: 2 secondes par arrêt de vibration

Mode D: 3 secondes par arrêt de vibration

Tête de vide

Entretien du corps

La régulation variée des niveaux assure un soin confortable du corps tout en favorisant la régénération et l'élasticité du collagène et en améliorant la texture de la peau. Il résout également les problèmes d'affaissement de la peau causés par la graisse et le vieillissement, aide à éliminer les déchets et stimule le métabolisme. La fonction de massage à pression négative réduit efficacement le volume des cellules adipeuses, ce qui rend la RF thermofusible multipolaire plus efficace pour pénétrer profondément dans le tissu cutané. Dans le même temps, l'inhalation de pression négative améliore la circulation sanguine et le métabolisme, offrant une relaxation complète des tissus musculaires et soulageant la fatigue de la peau et des muscles.




Assurez – vous que le filtre est branché, sinon il ne peut pas être inhalé. Tournez le bouton pour ajuster l'intensité du vide, l'intensité par défaut est maximale. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour réduire l'intensité du vide. Tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter la force du vide. Lorsque vous l'utilisez, sélectionnez la tête de Vacuum sélectionnée et accédez au panneau fonctionnalités. Durée: la durée par défaut est définie sur 30 minutes, mais peut être ajustée entre 0 et 60 minutes. Si elle est définie sur 0, la tête cesse de fonctionner. Énergie: Ajustez le niveau d'énergie de la radiofréquence. Plus le niveau est élevé, plus l'énergie est élevée. Il y a 10 niveaux réglables. (s'il vous plaît ne réglez pas le temps d'aspiration et le temps de libération sur le même, il n'y aura pas d'aspiration) Appuyez sur "start" (démarrer) pour commencer l'opération. Appuyez sur pause pour suspendre l'opération. Lorsque vous avez terminé d'utiliser, appuyez sur la touche "quitter" pour revenir à la page d'accueil.

Guide d'utilisation


Cuisses

(1) de bas en haut, en poussant vers la lymphatique débouchante inguinale;(2) rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de bas en haut peut aider à décomposer la graisse;(3) décomposer le gras en poussant d'avant en arrière;(4) tirez vers le bas du genou à l'aîne pour améliorer la courbe.




Les hanches

(1) tirer dans la direction lymphatique vers la taille;
(2) rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de bas en haut, mouvement d'avant en arrière;
(3) selon la texture musculaire, faites glisser la peau de la hanche ferme pour que la hanche soit repulpée et ferme et présente une courbe parfaite.




< retour

(1) Pousser avant et arrière 2 – 3 fois;
(2) rotation dans le sens antihoraire pour stimuler les ganglions lymphatiques;
(3) le dos tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, se déplace de haut en bas, aide à décomposer la graisse;
(4) l'utilisation de la technique de drainage lymphatique pour drainer les toxines vers les ganglions lymphatiques peut aider à améliorer la courbe du dos.



Bras

- (1) de l'intérieur du coude à l'aisselle, faire le drainage lymphatique;
- (2) Stimuler les ganglions lymphatiques pour former un cercle;
- (3) décomposer l'excès de graisse en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou en poussant vers l'avant et vers l'arrière;
- (4) serrer la peau des coudes aux aisselles.




L'abdomen

- (1) autour du nombril est petit à grand, enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre pour aider le péristaltisme du gros intestin;
- (2) de petit à grand cercle, pousser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Face à face

- (1) appliquez le produit uniformément sur le visage, utilisez la tête RF du visage, travaillez de bas en haut, tirez le visage, laissez la peau dans un état de tension, il est recommandé de l'utiliser pendant 5 minutes;
- (2) appliquez le produit uniformément sur le visage, utilisez la tête RF sur le visage, utilisez la direction de la flèche, il est recommandé d'utiliser 5 – 8 minutes.



Conseils chaleureux

1. Ne pas utiliser sur la surface de la peau autrement sèche, sinon vous brûlerez la peau. Assurez – vous d’appliquer de la crème ou de l’huile sur votre peau avant de pouvoir l’utiliser.
2. Lors de l’utilisation, il doit y avoir des médias aqueux (huiles essentielles / crèmes, etc.), sinon cela endommagera la machine. Ne l’utilisez pas trop longtemps sur la même zone et évitez d’avoir des os sur les parties du corps.
3. Lors de l’utilisation, il doit y avoir des médias aqueux (huiles essentielles / crèmes, etc.), sinon la machine sera endommagée. Ne connectez pas l’alimentation jusqu’à ce que la sonde soit installée.
4. La machine ne permet pas le remplacement de la sonde dans l’état de charge.
5. Veuillez enlever les bijoux en métal lorsque vous utilisez la machine.
6. Lorsque la machine est utilisée pendant 1 heure, s’il vous plaît arrêter 10 minutes et laisser la machine se reposer.
7. S’il vous plaît assurez – vous d’éteindre l’alimentation après l’utilisation, et nettoyer la sonde, faire des travaux d’entretien pour la prochaine utilisation.
8. S’il vous plaît garder la sonde propre à chaque fois, essuyer avec un chiffon sec, ne pas laver avec de l’eau.
9. Après l’application, nettoyez votre peau et appliquez un masque hydratant ou une crème, une huile après 10 minutes.
10. Certaines personnes peuvent avoir des acouphènes lors de l’utilisation de 80khead. C’est normal parce que ces ondes sonores dépassent la portée des ondes sonores humaines.

Considérations de sécurité

- Ne pas utiliser sur les zones de la peau avec des plaies chirurgicales, des plaies cicatricielles.
- Ne pas utiliser sur les zones sensibles de la peau comme la dermatologie, l'eczéma, etc.
- Les personnes qui ont des appareils auditifs, des stimulateurs cardiaques et des machines cardiaques.
- Il est interdit aux mineurs, aux femmes enceintes.
- Il est interdit aux personnes souffrant de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, de maladies coronariennes, de diabète, de cancer de la peau, de thyroïde, de tumeurs malignes, de sensibilité au courant.
- Il est interdit aux personnes souffrant d'infections cutanées, de brûlures cutanées, de troubles anti – Coagulants, de saignements cutanés ou d'allergies cutanées.
- Les personnes qui ont du métal ou du silicone dans leur corps ne peuvent pas l'utiliser.

Made in China

MACCHINA DI SLIMMING 40K

< Manuale d'uso >



Per utilizzare correttamente questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo correttamente.

Nome della parte



Testa RF tripolare



Testa RF quadrupolare



Testa di vuoto




Testa di cavitazione 40K

Funzione di testa diversa

Testa Tripolare RF: Raccomanda il livello 1–2

Utilizzato per piccole aree, come zona degli occhi, zona del viso

Quando usato sulla pelle, può rassodare e sollevare la pelle, ridurre le rughe; migliorare la circolazione oculare, restringere i pori e ridurre il gonfiore; eliminare rughe, occhiaie e borse sotto gli occhi; migliora la consistenza della pelle ed elimina il cedimento intorno agli occhi; ringiovanisce la pelle e migliora il contorno occhi.



Quando si utilizza, selezionare Tripolar RF Head ed entrare nel pannello delle funzioni. Tempo: la durata predefinita è impostata su 30 minuti, ma può essere regolata entro un intervallo da 0 a 60 minuti. Se impostato su 0, la testa cesserà di funzionare. Energia: Più alto il livello, più alta l'energia. Ci sono 10 livelli regolabili. Premere "START" per avviare l'operazione. Premere il tasto "PAUSE" per mettere in pausa l'operazione. Dopo l'uso, premere "EXIT" per tornare alla homepage.

MODO A: la luce rossa lampeggia costantemente

MODO B: la luce rossa lampeggia ad intervalli di 1 secondo


MODO C: la luce rossa lampeggia ad intervalli di 2 secondi

MODO D: la luce rossa lampeggia ad intervalli di 3 secondi

Testa RF quadrupolare: Raccomanda il livello 2-3

Usato per grandi aree, come zona del corpo, braccia, pancia, coscia

Aiuta a rassodare la pelle, migliorare l'elasticità della pelle, eliminare le rughe facciali, stringere e sollevare la pelle, ridurre il gonfiore e il rossore facciale, alleviare l'affaticamento degli occhi, rimuovere le occhiaie e le borse degli occhi e migliorare l'aspetto generale della pelle.



Quando si utilizza, selezionare Testa RF Quadrupolare ed entrare nel pannello delle funzioni. Tempo: la durata predefinita è impostata su 30 minuti, ma può essere regolata entro un intervallo da 0 a 60 minuti. Se impostato su 0, la testa cesserà di funzionare. Energia: Più alto il livello, più alta l'energia. Ci sono 10 livelli regolabili. Premere "START"

per avviare l'operazione. Premere il tasto "PAUSE" per mettere in pausa l'operazione. Dopo l'uso, premere "EXIT" per tornare alla homepage.

MODO A: la luce rossa lampeggia costantemente

MODO B: la luce rossa lampeggia ad intervalli di 1 secondo

MODO C: la luce rossa lampeggia ad intervalli di 2 secondi

MODO D: la luce rossa lampeggia ad intervalli di 3 secondi

Testa di cavitazione 40k

Utilizzato per modellare il corpo, non per il viso

Scioglie efficacemente il grasso, disintossica la linfa, stringe la pelle, migliora l'elasticità della pelle e mira direttamente allo strato grasso. Stimolando le ghiandole sudoripare, la circolazione intestinale del fegato e la circolazione linfatica, elimina efficacemente il grasso in eccesso e le tossine dal corpo.



Quando si utilizza, selezionare la testa di cavitazione 40k ed entrare nel pannello delle funzioni. Tempo: la durata predefinita è impostata su 30 minuti, ma può essere regolata entro un intervallo da 0 a 60 minuti. Se impostato su 0, la testa cesserà di funzionare. Energia: Più alto il livello, più alta l'energia. Ci sono 10 livelli regolabili. Premere "START" per avviare l'operazione. Premere il tasto "PAUSE" per mettere in pausa l'operazione. Dopo l'uso, premere "EXIT" per tornare alla homepage.

MODO A: vibrazione continua

MODO B: arresto per 1 secondo per vibrazione

MODO C: arresto per 2 secondi per vibrazione

MODO D: arresto per 3 secondi per vibrazione

Testa di vuoto

Manutenzione del corpo

La regolazione differenziata del livello assicura una cura confortevole per il tuo corpo, promuovendo la rigenerazione del collagene e l'elasticità per migliorare la struttura della pelle. Affronta anche il rilassamento cutaneo causato dal grasso e dall'invecchiamento, aiuta nell'eliminazione dei rifiuti e nella promozione del metabolismo. La funzione di massaggio a pressione negativa riduce efficacemente il volume delle cellule adipose, consentendo alla radiofrequenza termica multipolare di fusione di penetrare in profondità nel tessuto cutaneo in modo più efficiente. Contemporaneamente, l'aspirazione della pressione negativa migliora la circolazione sanguigna e il metabolismo, fornendo pieno rilassamento del tessuto muscolare e alleviando l'affaticamento sia della pelle che dei muscoli.




Assicurarsi che il filtro sia collegato, altrimenti nessuna aspirazione. Ruotare il pulsante per regolare l'intensità del vuoto, l'intensità predefinita è il valore massimo. Ruotare il pulsante in senso antiorario per diminuire l'intensità del vuoto. Ruotare il pulsante in senso orario per aumentare l'intensità del vuoto. Quando si utilizza, selezionare la testa di vuoto e entrare nel pannello delle funzioni. Tempo: la durata predefinita è impostata su 30 minuti, ma può essere regolata entro un intervallo da 0 a 60 minuti. Se impostato su 0, la testa cesserà di funzionare. Energia: Regolare il livello di energia di RF. Più alto il livello, più alta l'energia. Ci sono 10 livelli regolabili. (Si prega di non impostare il tempo di aspirazione e il tempo di rilascio stesso, non avrà aspirazione) Premere "START" per avviare l'operazione. Premere il tasto "PAUSE" per mettere in pausa l'operazione. Dopo l'uso, premere "EXIT" per tornare alla homepage.

Uso della guida


Coscia

- (1) dal basso verso l'alto, spingere all'inguine per dragare linfa;
- (2) Girare in senso antiorario dal basso verso l'alto può aiutare a rompere il grasso;
- (3) Decomporre grasso spingendo avanti e indietro;
- (4) Tirare giù dal ginocchio all'inguine per migliorare la curva.




Hips

- (1) Tirare alla vita in direzione della linfa;
- (2) Cerchio antiorario dal basso verso l'alto e muoversi avanti e indietro;
- (3) Secondo la struttura muscolare, può far scorrere e compattare la pelle del gluteo, rendendo il gluteo corposo e sodo, presentando la curva perfetta.




Indietro

- (1) Spingere avanti e indietro 2-3 volte;
- (2) Cerchio in senso antiorario per stimolare i linfonodi;
- (3) sulla schiena, girare in senso antiorario e muoversi su e giù per aiutare a rompere il grasso;
- (4) Utilizzando la tecnica di drenaggio linfatico per tirare la tossina ai linfonodi può aiutare a migliorare la curva della schiena.




Braccio

- (1) dal gomito interno all'ascella, fare drenaggio linfatico;
- (2) Per stimolare i linfonodi in cerchio;
- (3) abbattere il grasso in eccesso girandolo in senso antiorario o spingendolo avanti e indietro;
- (4) Stringa la pelle dal gomito all'ascella.




Addome

- (1) Intorno all'ombelico da piccolo a grande, cerchio in senso orario per aiutare la peristalsi dell'intestino crasso;
- (2) Dal piccolo cerchio al grande cerchio, spingilo in senso antiorario.



Faccia

- (1) Applicare uniformemente il prodotto sul viso, utilizzare la testa RF del fronte, operare dal basso altop per sollevare il viso, rendere la pelle in uno stato teso, si consiglia di utilizzare per 5 minuti;
- (2) Applicare il prodotto uniformemente sul viso, utilizzare la testa RF sul viso, operare nella direzione della freccia, si consiglia di usarlo per 5-8 minuti.



Consigli caldi per te

1. Non utilizzare sulla superficie originale e secca della pelle, brucerà la pelle. Assicurati di applicare crema o oli sulla tua pelle, quindi puoi usare.
2. Quando si utilizza, ci deve essere un mezzo acquoso (olio essenziale / creme, ecc.), altrimenti danneggerà la macchina Non utilizzare sulla stessa parte per troppo tempo ed evitare parti del corpo con ossa.
3. Quando si utilizza, ci deve essere un mezzo acquoso (olio essenziale / creme, ecc.), altrimenti danneggerà la macchina. Non collegare l'alimentazione finché la sonda non è ben installata.
4. La macchina non è autorizzata a sostituire la sonda quando è nello stato di carica.
5. Si prega di togliere i gioielli di metallo quando si utilizza la macchina.
6. Quando la macchina viene utilizzata per 1 ora, si prega di fermarsi per 10 minuti per lasciare riposare la macchina.
7. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione dopo l'uso e pulire la sonda mantenere una buona manutenzione per l'uso successivo.
8. Si prega di tenere la sonda pulita ogni volta, utilizzare un panno asciutto per pulire, non utilizzare acqua per pulire.
9. Dopo l'uso, pulire la pelle e applicare maschera idratante o creme, oli dopo 10 minuti.
10. Quando si utilizza 80KHead, alcune persone possono sperimentare tinnito. Questo è normale perché questa onda sonora supera la gamma delle onde sonore umane.

Attenzione alla sicurezza

- Non usare sulla zona della pelle con ferita chirurgica, cicatrici ferite.
- Non utilizzare sulle parti dermatologiche, eczema e altri sensibilipelle.
- Persone che hanno apparecchi acustici, pacemaker cardiaci e macchina del cuore.
- Le persone che sono minorenni, incinte sono vietate l'uso.
- Le persone che hanno malattie cardiache, ipertensione, malattia coronarica, diabete, cancro della pelle, tiroide, neoplasia, gruppo sensibile corrente sono vietate da usare.
- Le persone che hanno infezioni della pelle, ustioni cutanee, disturbi anti-coagulazione, sanguinamento cutaneo o allergie cutanee sono vietate l'uso.
- Le persone con metallo o silicone all'interno del corpo non possono utilizzare.

Made in China